

sagemax<sup>®</sup>



Brugsanvisning

---

# WAX Disc

til CAD/CAM og formteknologi

[sagemax.com](http://sagemax.com)

### Beskrivelse

Sagemax WAX-skiver er fremstillet til CAD/CAM-fremstilling af voksrestaureringer. Anvendelser omfatter tandrestaureringer af voks fremstillet med CAD/CAM-teknologi til form- og afstøbnings-teknologi.

### Egenskaber

- › Kemisk sammensætning: Syntetisk voks
- › Farve: Blå
- › Dråbesmeltepunkt: 100–120 °C
- › Densitet: 0,92 g/cm<sup>3</sup>
- › Vandopløselighed: Uopløselig

### Indikationer

- › Fremstilling af tandrestaureringer af voks fremstillet med CAD/CAM-teknologi til form- og afstøbningsteknologi.

### Kontraindikationer

- › Ikke godkendt til brug direkte i patientens mund.

### Noter vedrørende designet

Overhold producentens anvisninger i forbindelse med relevant legering og formkeramik til designet.

### Behandling med CAD/CAM

Sagemax WAX-skiver kan behandles i dentalfræsesystemer (overhold producentens anvisninger). Brug kun fræseværktøj, der er anbefalet til dette fræsesystem, når materialet behandles. Den omgivende arbejdstemperatur må ikke overstige 35 °C.

### Behandling efter fræsning

#### Færdiggørelse

Efter fræsning skal det behandlede produkt fjernes fra skiven med et velegnet hårdmetalfinerbor. Eventuel beslibning eller justering af formet skal udføres med hårdmetalfinerbor. Materialet kan styrkes vha. konventionelt modelsvoks.

### Påsætning af tapper

Regler for valg og korrekt placering af tapperne afhænger af den anvendte legering. Der findes detaljeret information om legeringer i de tilhørende producentanvisninger.

### Indstøbning

For støberingen indvendigt med keramisk liner. Bland støbematerialet og støb under vakuum. Overhold producentens anvisninger i forbindelse med støbematerialet og hvilken legering, der skal bruges.

### Opbevaring

- › Opbevares ved 10–32 °C.
- › Beskyttes mod direkte sollys.
- › Opbevares utilgængeligt for børn.

### Bortskaffelse

Sagemax WAX-skiver består af rent syntetisk voks. Restmateriale kan bruges til andre tilpassede voksapplikationer. Voksen kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.



Fremstillet



**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, USA  
**P** +1-253-214-0389  
**E** info@sagemax.com

EU-repræsentant



**AB Ardent**  
Generatorgatan 8  
19560 Arlandastad, Sweden  
**P** +46 8594 412 57  
**E** info@sagemax.com

sagemax.com

#### **RX only**

Kun til dentalt brug.

Materialet er udviklet til brug i forbindelse med tandlægearbejde, og det skal behandles i henhold til anvisningerne. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug eller manglende overholdelse af anvisningerne. Brugeren er selv ansvarlig for at sikre, at produktet er egnet til en given anvendelse, navnlig hvis anvendelsen ikke er anført i brugsanvisningen. Dette gælder også, når materialerne blandes med eller anvendes sammen med produkter fra andre virksomheder.