

sagemax[®]



Lietošanas instrukcija

WAX Disc

CAD/CAM un preses tehnoloģijai

sagemax.com

Apraksts

Sagemax WAX Disc ir izgatavots CAD/CAM vaska restaurāciju ražošanai. Lietojums ietver zobu vaska restaurācijas, kas izgatavotas, izmantojot CAD/CAM tehnoloģiju, kas paredzēta preses un atlējuma tehnoloģijai.

Īpašības

- › Ķīmiskais sastāvs: Sintētiskais vasks
- › Krāsa: Zila
- › Piliena kušanas temperatūra: 100–120 °C
- › Blīvums: 0,92 g/cm³
- › Ūdens šķīdība: Nešķīstošs

Indikācijas

- › Zobu vaska restaurāciju izgatavošana, izmantojot CAD/CAM tehnoloģiju, kas paredzēta preses un atlējuma tehnoloģijai.

Kontrindikācijas

- › Nav apstiprināts lietošanai tieši pacienta mutē.

Piezīmes par dizainu

Attiecībā uz dizainu, ievērojiet ražotāja norādījumus par attiecīgo sakausējumu un preses keramiku.

Apstrāde ar CAD/CAM

Sagemax WAX Disc var apstrādāt zobārstniecības CAD/CAM slīpēšanas sistēmās (lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus).

Materiāla apstrādē izmantojiet tikai šajā slīpēšanas sistēmā ieteiktos slīpēšanas rīkus. Apkārtējās vides darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.

Apstrāde pēc slīpēšanas

Apstrāde

Pēc slīpēšanas atdaliet apstrādāto objektu no diska, izmantojot piemērotu šķērsenisku volframa karbīda urbi. Visi apstrādes darbi vai formas pielāgojumi jāveic, izmantojot šķērseniskus volframa karbīda urbjus. Materiālu var uzlabot, izmantojot parasto modelēšanas vasku.

Lietņu piestiprināšana

Noteikumi, kā izvēlēties un pareizi novietot lietņus, ir atkarīgi no izmantotā sakausējuma. Sīkāka informācija par sakausējumiem atrodama attiecīgajos ražotāja norādījumos.

Ieguldīšana

Saskaņojiet liešanas gredzenu ar keramikas oderējumu. Sajauciet ieguldīšanas materiālus un ieguldiet vakuumā. Lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus par ieguldījuma materiālu un izmantojamo sakausējumu.

Uzglabāšana

- › Uzglabāt 10–32 °C temperatūrā.
- › Pasargāt no tiešas saules gaismas.
- › Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā

Utilizācija

Sagemax WAX Disc sastāv no tīra sintētiskā vaska. Atlikumus var izmantot citiem parastiem vaska lietojumiem. Vasku var utilizēt vispārējās sadzīves atkritumos.



Ražotājs

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

Tālr. +1-253-214-0389

E-pasta adrese info@sagemax.com

EK pārstāvis

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Tālr. +46 8594 412 57

E-pasta adrese info@sagemax.com

RX only

Lietošanai tikai zobārstniecībā

Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai tikai zobārstniecībā, un tas ir jāapstrādā saskaņā ar instrukciju. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai instrukciju neievērošanas dēļ. Lietotāja pienākums ir pārliecināties, vai materiāls ir piemērots mērķiem, kas nav skaidri paredzēti instrukcijā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad materiāli tiek sajaukti vai izmantoti kopā ar citu uzņēmumu izstrādājumiem.