

sagemax[®]



Návod na použitie

WAX Disc

pre technológiu CAD/CAM & Press

sagemax.com

Popis

Sagemax WAX Disc je určený na zhotovenie voskových náhrad systémom CAD/CAM. Vhodné aplikácie sú zubné voskové náhrady zhotovené systémom CAD/CAM pre technológiu Press and Cast.

Vlastnosti

- › Chemické zloženie: Syntetický vosk
- › Farba: Modrá
- › Bod odkvapnutia: 100 - 120 °C
- › Hustota: 0,92 g/cm³
- › Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný

Indikácie

- › Zhotovenie zubných voskových náhrad systémom CAD/CAM pre technológiu Press and Cast.

Kontraindikácie

- › Nie je schválený na použitie priamo v ústach pacienta.

Poznámky k návrhu

Pri návrhu dodržujte pokyny výrobcu na výber vhodnej zliatiny a lisovacej keramiky.

Spracovanie CAD/CAM

Disky Sagemax WAX Disc možno opracovať systémami dentálnych frézovačiek CAD/CAM (dodržujte pokyny výrobcu).

Pri opracovaní hmoty používajte iba frézovacie nástroje odporúčané pre daný systém frézovania. Teplota okolia pri spracovaní okolia by nemala prekročiť 35 °C.

Opracovanie po frézovaní

Konečná úprava

Po frézovaní oddel'te spracovaný predmet od disku vhodnou priečnou frézou z karbidu volfrámu. Na všetky dokončovacie práce alebo úpravy tvaru sa musia použiť priečne frézy z karbidu volfrámu. Hmotu možno obohatiť použitím konvenčného modelovacieho vosku.

Pripevnenie vtokov

Pravidlá výberu a umiestnenia vtokov závisia od použitej zliatiny. Podrobné informácie o zliatinách nájdete v návodoch príslušných výrobcov.

Odlievanie

Vnútro odlievacieho prstenca vystel'te keramickou výstel'kou. Hmotu na odlievanie zmiešajte a odlievajte pri podtlaku. Dodržiavajte pokyny výrobcu hmoty na odlievanie a zliatiny, ktorá sa má použiť.

Skladovanie

- › Uchovávať pri teplote 10-32 °C
- › Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- › Uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia

Disk Sagemax WAX Disc obsahuje čistý syntetický vosk. Zvyšky môžu byť použité na iné bežné aplikácie vosku. Vosk sa môže likvidovať ako bežný komunálny odpad.



Výrobca

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1-253-214-0389
E info@sagemax.com

Zástupca pre EÚ

AB Ardent
Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden
P +46 8594 412 57
E info@sagemax.com

sagemax.com

RX only

Len na použitie v dentálnej oblasti.

Táto hmota bola vyvinutá výhradne na použitie v stomatológii a musí sa spracúvať podľa návodov. Odmietame zodpovednosť za škody vznikajúce nesprávnym použitím alebo nedodržaním návodov. Za testovanie vhodnosti hmoty na akýkoľvek účel, ktorý nie je výslovne uvedený v návodoch, zodpovedá výhradne používateľ. Platí to aj pri zmiešaní hmôt alebo ich použití s výrobkami iných spoločností.