

sagemax[®]



Návod k použití

WAX Disc

pro technologii CAD/CAM a lisování

sagemax.com

Popis

Sagemax WAX Disc je určen k výrobě voskových náhrad prostřednictvím technologie CAD/CAM. K aplikacím náleží dentální voskové náhrady vyráběné technologií CAD/CAM pro technologii lisování a odlévání.

Vlastnosti

- › Chemické složení: Syntetický vosk
- › Odstín: Modrá
- › Bod tání na kuličce: 100–120 °C
- › Hustota: 0,92 g/cm³
- › Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný

Indikace

- › Výroba dentálních voskových náhrad vyráběných technologií CAD/CAM pro technologii lisování a odlévání.

Kontraindikace

- › Není schváleno k použití přímo uvnitř úst pacienta.

Poznámky ohledně konstrukce

Z hlediska konstrukce respektujte pokyny od výrobce pro příslušnou slitinu a lisovací keramiku.

Zpracování technologií CAD/CAM

Sagemax WAX Disc lze zpracovávat v zubařských frézovacích systémech CAD/CAM (dodržujte pokyny od výrobce).

Při zpracování materiálu používejte pouze frézovací nástroje doporučené pro tento frézovací systém. Okolní pracovní teplota nesmí překročit 35 °C.

Zpracování po frézování

Dokončení

Po vyfrézování oddělte zpracovaný objekt od disku pomocí vhodné frézy z karbidu wolframu pro příčné řezy. Jakékoli dokončovací práce nebo úpravy tvaru se musí provádět pomocí fréz z karbidu wolframu pro příčné řezy. Materiál lze zesilovat pomocí konvenčního modelovacího vosku.

Upevnění licích kanálků

Pravidla pro správnou volbu a umístění licích kanálků záleží na použité slitině. Podrobné informace ohledně slitiny naleznete v pokynech od příslušného výrobce.

Zaliti

Vyložte vnitřek licího kroužku keramickým linerem. Smíchejte odlévací materiál a odlijte ho ve vakuu. Dodržujte pokyny od výrobce odlévacího materiálu a slitiny, která se má použít.

Skladování

- › Skladujte při teplotě 10–32 °C.
- › Chraňte před přímým slunečním světlem.
- › Skladujte mimo dosah dětí!

Likvidace

Sagemax WAX Disc sestává z čistého syntetického vosku. Zbytky lze použít pro jiné běžné aplikace vosku. Vosk lze likvidovat jako běžný netříděný odpad.



Výrobce

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1-253-214-0389
E info@sagemax.com

RX only

Určeno pouze pro
stomatologické účely.

Tento materiál byl vyvinut výhradně pro
stomatologické použití a musí se
zpracovávat v souladu s uvedenými pokyny.
Neneseme odpovědnost za škody
způsobené chybným použitím nebo
nedodržením návodu. Výhradně uživatel
nese odpovědnost za otestování materiálu z
hlediska jeho vhodnosti pro jakýkoliv účel,
který není výslovně uveden v návodu k
použití. To se vztahuje rovněž na případy,
kdy se materiály mísí nebo používají
společně s produkty od jiných společností.

© 2022 Sagemax Bioceramics, Inc.
CS/2022-09/Rev.2