

sagemax[®]



Упутство за употребу

WAX Disc

за CAD/CAM и технологију пресовања

sagemax.com

Опис

Sagemax WAX диск је предвиђен за CAD/CAM израду рестаурација воском. Примене обухватају стоматолошке рестаурације воском израђене CAD/CAM технологијом за технологију пресовања или ливења.

Својства

- › Хемијски састав: Синтетички восак
- › Боја: Плава
- › Тачка топљења: 100–120 °C
- › Густина: 0,92 g/cm³
- › Растворљивост у води: Нерастворљиво

Индикације

- › Производња денталних рестаурација воском израђених CAD/CAM технологијом за технологију пресовања или ливења.

Контраиндикације

- › Није одобрен за директно наношење у уста пацијента.

Напомене о изради

Кад је реч о изради, придржавајте се упутства произвођача за релевантну легуру и керамику за пресовање.

Обрада CAD/CAM технологијом

Sagemax WAX диск може да се обради у денталним CAD/CAM системима за фрезовање (придржавајте се упутства произвођача). Приликом обраде материјала користите искључиво препоручене алатке за овај систем за фрезовање. Температура радног окружења не сме да прелази 35 °C.

Обрада након фрезовања

Финиширање

Након фрезовања одвојите обрађени објекат од диска користећи одговарајуће борере од волфрам-карбида са попречним пресеком. Овакве борере треба користити за све завршне обраде или прилагођавања облика. Материјал се може побољшати користећи уобичајени восак за моделовање.

Постављање згура

Правила о избору и правилном позиционирању згура зависе од коришћене легуре. Детаљне информације о легурама могу се наћи у одговарајућим упутствима произвођача.

Постављање

Унутрашњост одливног прстена обложите керамичким прекривачем. Помешајте постављени материјал и поставите под вакуумом. Обратите пажњу на упутства произвођача о материјалу за постављање и легуру која ће се користити.

Чување

- › Чувајте на температури од 10 до 32 °C.
- › Заштитите од директне сунчеве светлости.
- › Чувајте ван домања деце!

Бацање у отпад

Sagemax WAX диск се састоји од чистог синтетичког воска. Остаци се могу искористити у друге уобичајене примене воска. Восак се може одстранити заједно са кућним отпадом.



Произвођач

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
T +1-253-214-0389
E info@sagemax.com

RX only

Само за стоматолошку употребу

Овај материјал је развијен искључиво за употребу у стоматологији и мора се користити у складу са овим упутством. Произвођач не преузима одговорност за штете које могу да настану због неправилне употребе или непоштовања упутства за руковање. Корисник је дужан да испита подесност материјала и сноси одговорност за употребу у било коју сврху која није изричито наведена у упутству за руковање. Горенаведено се примењује и када се материјали мешају са производима других компанија или користе у комбинацији са таквим производима.

© 2022 Sagemax Bioceramics, Inc.
SF/2022-09/Rev.2

sagemax.com

sagemax®