

sagemax[®]



Használati útmutató

NexxZ[®]Shine

sagemax.com

Termékinformációk

A NexxZr Shine egy kétfázisú, gyémánt polírozórendszer, amely fogászati kerámiák (pl. cirkónium-oxid, alumínium-oxid, lítium-diszilikát vagy üvegkerámia) hatékony polírozására alkalmas. A stabil, gyémántot tartalmazó gumipolírozók egyszerű és hatékony használatukkal lenyűgözik felhasználóikat. Hosszú élettartamot és természetes hatású ragyogást biztosítanak. A NexxZr Shine egységes felszínt biztosít a monolitikus, héjazott és részlegesen héjazott fogpótlások számára egyaránt. A különféle struktúrák és felszínek optimális polírozása érdekében háromféle, speciálisan kialakított formában kapható: Twist17, Turn18 és Tip5. Ezek a formák simító (1. fázis, előpolírozás) és fényező (2. fázis, magassfényű polírozás) szemcsemérettel kaphatók. A termékválasztékot a NexxZr Shine Paste egészíti ki, amely minden alkalmazásra megfelelő. Eltávolítja a mikrokarcolásokat és magassfényű, tükörfényes felületet hoz létre.

Javallatok

Fogászati kerámiák (pl. cirkónium-oxid, alumínium-oxid, lítium-diszilikát vagy üvegkerámia) szájjüregen kívüli (extraorális) polírozása.

Ellenjavallatok

- › A páciens szájában történő (intraorális) felhasználás
- › Minden egyéb alkalmazás, amely nem szerepel a javallatok között

Tárolás és eltarthatóság

- › Száraz, pormentes helyen tárolja 2-28°C között.
- › A nem megfelelő tárolási körülmények megrövidíthetik a termék élettartamát, továbbá károsíthatják a termék megfelelő működését.
- › A NexxZr Shine Paste polírpassztát használat után azonnal le kell zárni.



Figyelmeztetések

- › Ne használjon sérült polírozóeszközöket.
- › Használjon elszívót, továbbá viseljen maszkot és védőszemüveget.
- › Csak akkor használjon kézidarabot, ha az megfelelő technikai állapotban van és megfelelően karbantartott.
- › Győződjék meg róla, hogy a kézidarab meghajtása zavartalan.
- › A polírozóeszközt biztonságosan kell rögzíteni a kézidarabban.
- › A törési kockázat mérséklése érdekében ne billentse/ne emelje meg a forgó mozgást végző műszert.
- › Ne hagyja túl sokáig forogni a polírozóeszközöket ugyanazon a ponton, mert ez lokális túlmelegedést okozhat.
- › Ha túllépi a maximális megengedett sebességet, a polírozóeszközök hajlamosak vibráló mozgásra. Ez károsíthatja a polírozóeszközt; meghajolhat a műszer nyele és/vagy eltörhet a műszer.
- › A túl nagy mértékű érintkezési nyomás károsíthatja a fogpótlást és felgyorsíthatja a polírozófej kopását is.
- › A NexxZr Shine Paste használata során vegye figyelembe a Biztonsági Adatlapon (SDS) leírtakat.

Anyagösszetétel

Összetevők

Gyémántrészecskék, szintetikus gumi, segédanyagok és adalékanyagok

Használati útmutató

Előpolírozás (1. fázis: elsimítás)

A kerámia fogpótlások polírozását simító NexxZr Shine polírozóval kell végezni (sötétszürke).

Magasfényű polírozás (2. fázis: fényezés)

A kerámia fogpótlások magasfényű polírozását fényező NexxZr Shine polírozókkal (világosszürke) kell elvégezni, vagy pedig használjon NexxZr Shine Paste polírozópasztát és kecskeszőr kefét.

A feldolgozással kapcsolatos útmutatás:

- › Optimális sebességtartomány:
 - › 7,000 – 12,000 rpm
- › Maximális sebesség: 20,000 rpm
- › Maximális kontaktnyomás: 2 N (200 g)
- › Csak forgó polírozókat helyezzen a kezelendő felületre.
- › A barázdaképződés elkerülése érdekében finom mozdulatokkal végezze a polírozást.
- › Használat közben biztosítsa a keletkező por megfelelő elszívását.

Tisztítás

Miután teljesen elvégezte a fogpótlás polírozását, alaposan tisztítsa meg gőztisztítóval vagy ultrahangos kádban.



Gyártó

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
T +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
A Sagemax NexZr® a Sagemax Bioceramics, Inc. bejegyzett védjegye.
HU/2021-01/Rev.1

sagemax®