

sagemax[®]



Instrucțiuni de utilizare

NexxZr[®] Shine

sagemax.com

Informații despre produs

NexxZr Shine este un sistem de lustruire diamantat în două etape pentru lustruirea eficientă a ceramicii dentare, cum ar fi ceramica pe bază de oxid de zirconiu, oxid de aluminiu, disilicat de litiu sau sticlă. Instrumentele de lustruit din cauciuc impregnat cu diamante, stabile dimensional, impresionează utilizatorii printr-o manipulare simplă și eficientă. De asemenea, au o durată de exploatare îndelungată și oferă o strălucire cu aspect natural. NexxZr Shine realizează o suprafață uniformă atât pentru restaurările monolitice, cât și pentru restaurările fațetate și parțial fațetate. Sunt disponibile trei forme special adaptate, pentru lustruirea optimă a diferitelor structuri și suprafețe: Twist17, Turn18 și Tip5. Aceste forme sunt disponibile cu o granulație netedă (faza 1, pre-lustruire) și una pentru luciu (faza 2, lustruire pentru un grad ridicat de luciu).

Gama de produse este completată de pasta de lustruit diamantată NexxZr Shine Paste, adecvată pentru toate tipurile de utilizare. Aceasta netezește micro-zgârieturile, realizând un finisaj de oglindă, cu grad ridicat de luciu.

Indicație

Lustruirea extraorală a ceramicilor dentare, cum ar fi ceramica pe bază de oxid de zirconiu, oxid de aluminiu, disilicat de litiu sau sticlă.

Contraindicații

- › Utilizarea directă în cavitatea bucală a pacientului (intraorală)
- › Orice alte utilizări care nu sunt enumerate la indicații

Depozitare și termen de valabilitate

- › A se păstra într-un loc uscat, ferit de praf, la 2-28°C.
- › Condițiile de depozitare incorecte pot scurta durata de valabilitate și pot afecta funcționarea corectă a produsului.
- › Pasta de lustruit NexxZr Shine Paste trebuie închisă imediat după utilizare.



Avertizări!

- › Nu utilizați instrumente de lustruit deteriorate.
- › Utilizați o unitate de extracție și purtați o mască facială și ochelari de protecție.
- › Utilizați doar piese de mână aflate într-o stare tehnică adecvată și care au fost întreținute corespunzător.
- › Asigurați-vă că unitatea de acționare a piesei de mână funcționează corespunzător.
- › Instrumentul de lustruit trebuie să fie blocat bine în piesa de mână.
- › Pentru a reduce riscul de rupere a instrumentului, evitați înclinarea/mobilizarea în timpul rotației.
- › În timpul rotației, nu poziționați instrumentul de lustruit în același loc timp îndelungat, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea localizată.
- › Instrumentele de lustruit au tendința să vibreze dacă se depășește viteza maximă admisă. Acest lucru poate deteriora instrumentul de lustruit, poate duce la îndoirea tijei și/sau ruperea instrumentului.
- › Presiunea de contact excesivă poate provoca deteriorarea restaurării, precum și uzura accelerată a capului instrumentului de lustruit.
- › Când utilizați NexxZr Shine Paste, respectați Fișa cu date de securitate (SDS) a pasteii.

Compoziția materialului

Componente

Particule de diamant, cauciuc sintetic, excipienți și agregate

Instrucțiuni de utilizare

Pre-lustruire (faza 1, netedă)

Pre-lustruiți restaurările ceramice cu ajutorul instrumentelor de lustruit NexxZr Shine netede (gri închis).

Lustruirea pentru un grad ridicat de luciu (faza 2, luciu)

Realizați lustruirea pentru un grad ridicat de luciu a restaurărilor din ceramică cu ajutorul instrumentelor de lustruit NexxZr Shine pentru luciu (gri deschis) sau cu ajutorul pastei de lustruit diamantate NexxZr Shine Paste împreună cu o perie din păr de capră.

Instrucțiuni de prelucrare:

- › Interval de viteză optimă: 7,000 - 12,000 rpm
- › Viteză maximă: 20,000 rpm
- › Presiune maximă de contact: 2 N (200 g)
- › Așezați instrumentele de lustruit aflate în rotație numai pe suprafața care trebuie prelucrată.
- › Lustruiți cu mișcări delicate, pentru a evita formarea de șanțuri.
- › Asigurați extracția suficientă a prafului în timpul utilizării.

Curățarea

După lustruirea completă a restaurării, curățați-o bine cu jet de abur sau într-o baie cu ultrasunete.



Producător

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, SUA
T +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
Sagemax este marcă comercială înregistrată a Sagemax Bioceramics, Inc.
RO/2021-01/Rev.1

sagemax®