

sagemax[®]



Lietošanas instrukcija

NexxZr[®] Shine

sagemax.com

Izstrādājuma informācija

NexxZr Shine ir divfāžu dimanta pulēšanas sistēma efektīvai zobu keramikas, piemēram, cirkonija oksīda, alumīnija oksīda, litija disilikāta vai stikla keramikas, pulēšanai. Stabila izmēra gumijas pulētāji ar dimanta daļiņām pārsteidz lietotājus to vienkāršās un efektīvās lietošanas dēļ. Tie nodrošina arī ilgu kalpošanas laiku un dabiska izskata spīdumu. Izmantojot NexxZr Shine, monolītām restaurācijām un restaurācijām ar uzliktiem un daļēji uzliktiem venīriem var izveidot vienmērīgu virsmu. Dažādu struktūru un virsmu optimālai pulēšanai ir pieejamas trīs īpaši pielāgotas formas: Twist17, Turn18 un Tip5. Šīs formas ir pieejamas gludu (1. fāze, iepriekšēja pulēšana) un spīdīgu (2. fāze, pulēšana līdz izteiktam spīdumam) slīpgraudu izmēros. Šajā izstrādājumu līnijā ir iekļauta dimanta pulēšanas pasta NexxZr Shine Paste, kas ir piemērota visiem lietošanas veidiem. Tā noņem mikrokrāpējumus, nodrošinot izteiktu spīdumu un atspoguļojošu apdari.

Indikācija

Zobu keramikas, piemēram, cirkonija oksīda, alumīnija oksīda, litija disilikāta vai stikla keramikas, ekstraorālai pulēšanai.

Kontrindikācijas

- › Lietošana tieši pacienta mutē (intraorāli).
- › Visi citi pielietojumi, kas nav norādīti indikācijās.

Uzglabāšana un uzglabāšanas laiks

- › Uzglabāt sausā vietā bez putekļiem 2-28 °C temperatūrā.
- › Nepareizi uzglabāšanas apstākļi var saīsināt uzglabāšanas laiku un pasliktināt izstrādājuma pareizu darbību.
- › Pulēšanas pasta NexxZr Shine Paste jāaizver uzreiz pēc lietošanas.



Brīdinājumi

- › Neizmantojiet bojātus pulētājus.
- › Izmantojiet ekstrakcijas ierīci, sejas masku un aizsargbrilles.
- › Izmantojiet tikai tādus instrumentus, kas ir atbilstošā tehniskā stāvoklī un kuriem veikta apkope.
- › Pārlicinieties, ka instruments darbojas bez problēmām.
- › Pulētājs ir stingri jānostiprina urbšanas uzgalī.
- › Lai samazinātu instrumenta saplīšanas risku, rotācijas laikā jāizvairās no instrumenta liekšanas/kustības svārstībām.
- › Rotācijas laikā neļaujiet pulētājam rotēt vienā vietā pārāk ilgi, jo tas var izraisīt vietas sakaršanu.
- › Maksimāli pieļaujamā ātruma pārsniegšanas gadījumā pulētāji mēdz vibrēt. Tas var sabojāt pulētāju, izraisīt vārpstas locīšanos un/vai instrumenta salaušanu.
- › Pārmērīgs saskares spiediens var sabojāt restaurāciju un paātrināt pulēšanas galvas nodilumu.
- › Izmantojot NexxZr Shine Paste, ievērojiet pastas drošības datu lapas (DDL) informāciju.

Materiāla sastāvs

Sastāvdaļas

Dimanta daļiņas, sintētiska gumija, palīgvielas un pildvielas

Lietošanas instrukcija

Iepriekšēja pulēšana (1. fāze, gludums)

Keramikas restaurācijas tiek iepriekš pulētas ar gludiem NexxZr Shine pulētājiem (tumši pelēkiem).

Pulēšana ar izteiktu spīdumu (2. fāze, spīdīgums)

Keramikas restaurāciju pulēšana līdz izteiktam spīdumam tiek veikta ar spīdīgiem NexxZr Shine pulētājiem (gaiši pelēkiem) vai dimanta pulēšanas pastu NexxZr Shine Paste un kazas spalvu suku.

Apstrādes norādījumi

- › Optimālais ātruma diapazons:
7000 - 12 000 apgr./min.
- › Maksimālais ātrums: 20 000 apgr./min.
- › Maksimālais saskares spiediens: 2 N (200 g)
- › Uzlieciet rotējošos pulētājus tikai uz apstrādājamām virsmām.
- › Pulējiet ar vieglām kustībām, lai neizveidotu rievās.
- › Lietošanas laikā nodrošiniet pietiekamu putekļu atsūkšanu.

Tīrīšana

Kad restaurācija ir pilnībā nopolēta, notīriet to kārtīgi ar tvaika tīrītāju vai ultraskaņas vannā.



Ražotājs

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, ASV

Tālr. +1 253 214 0389

E-pasta adrese info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
Sagemax NexZr ir Sagemax Bioceramics, Inc. reģistrēta preču zīme.
LV/2021-01/Rev. 1

sagemax®