

sagemax[®]



Udhëzimet e përdorimit

NexxZr[®] Shine

sagemax.com

Informacioni i produktit

NexxZr Shine është një sistem lustrimi diamanti me dy faza për lustrim efikas të qeramikave dentare si oksidi i zirkonit, oksidi i aluminit, dysilikati i litiumit ose qeramikat e qelqit. Lustruesit e gomës me dimensione të qëndrueshme, të infuzuara me diamant, u bëjnë përshtypje përdoruesve për shkak të përdorimit të tyre të thjeshtë dhe efikas. Ato gjithashtu ofrojnë një jetë të gjatë shërbimi dhe një shkëlqim me pamje natyrale. NexxZr Shine prodhon një sipërfaqe uniforme për restaurime njëpjesëshe, si dhe për ato të lustruara dhe pjesërisht të lustruara. Tri forma të përshtatura posaçërisht janë në dispozicion për lustrim optimal të strukturave dhe të sipërfaqeve të ndryshme: Twist17, Turn18 dhe Tip5. Këto forma ofrohen në madhësi grimce të lëmuar (faza 1, paralustrim) dhe me shkëlqim (faza 2, lustrim me shkëlqim të lartë). Gama e produkteve plotësohet nga pasta lustruese e diamantit NexxZr Shine Paste që është e përshtatshme për të gjitha përdorimet. Heq mikrogërvishtjet, duke lënë një sipërfaqe si pasqyrë me shkëlqim të lartë.

Indikacionet

Lustrim ekstraoral i qeramikave dentare si oksidi i zirkonit, oksidi i aluminit, dysilikati i litiumit ose qeramikat e qelqi.

Kundërindikacionet

- › Përdorim i drejtpërdrejtë në gojën e pacientit (intraorale)
- › Të gjitha përdorimet e tjera nuk përcaktohen si indikacione

Magazinimi dhe jetëgjatësia në paketim

- › Të ruhet në një vend të thatë, pa pluhur në 2-28°C.
- › Kushtet e pasakta të ruajtjes mund të shkurtojnë afatin e ruajtjes dhe të dëmtojnë funksionimin e duhur të produktit.
- › Pasta e lustrimit NexxZr Shine Paste duhet të mbyllet menjëherë pas përdorimit.



Paralajmërim!

- › Mos i dëmtoni lustruesit.
- › Përdorni një njësi nxjerrëse, maskë mbrojtëse dhe syze mbrojtëse.
- › Përdorni vetëm pjesamente që janë në gjendje të duhur teknike dhe që janë mirëmbajtur.
- › Sigurohuni që drejtimi i pjesamentit të funksionojë mirë.
- › Lustruesi duhet të sigurohet mirë në pjesament.
- › Për të zvogëluar rrezikun e prishjes së instrumentit, shmangni animin/përdorimin gjatë rrotullimit.
- › Gjatë rrotullimit mos e vendosni lustruesin në të njëjtën pikë për kohë të gjatë, pasi mund të shkaktoni mbinxehje lokale.
- › Lustruesit kanë tendencën të dridhen nëse tejkalohet shpejtësia maksimale përkatëse. Kjo mund të dëmtojë lustruesin, të bëjë që boshti të përkulet dhe/ose të prishë instrumentin.
- › Presioni i tepërt i kontaktit mund të dëmtojë restaurimin dhe të përshpejtojë konsumin e kokës lustruese.
- › Kur përdorni NexxZr Shine Paste, respektoni fletën e të dhënave të sigurisë (SDS) për pastën.

Materialet përbërëse

Komponentët

Grimcat e diamantit, goma sintetike, lëndët ndihmëse dhe agregatet

Udhëzimet e përdorimit

Paralustrimi (faza 1, e lëmuar)

Restaurimet qeramike janë paralustruar duke përdorur lustrues të lëmuar NexxZr Shine (gri e mbyllur).

Lustrimi me shkëlqim të lartë (faza 2, shkëlqim)

Lustrimi me shkëlqim të lartë i restaurimeve qeramike kryhet duke përdorur lustruesit me shkëlqim NexxZr Shine (gri e hapur) ose duke përdorur pastën lustruese të diamantit NexxZr Shine Paste dhe një furçë me qime dhie.

Kufizimet e përpunimit:

- › Diapazoni i shpejtësisë optimale:
 - › 7000 – 12 000 rpm
- › Shpejtësia maksimale: 20 000 rpm
- › Presioni maksimal i kontaktit: 2 N (200 g)
- › Vendosni vetëm lustruesit rotullues mbi sipërfaqen që do të përpunohet.
- › Lustroni me lëvizje të butë për të shmangur brazdat.
- › Lustroni me lëvizje të lehta rotulluese për të evituar krijimin e kanaleve.

Pastrimi

Pasi restaurimi të jetë lustruar plotësisht, pastrojeni tërësisht duke përdorur një pastrues avulli ose banjë me ultratinguj.



Prodhuesi

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
T +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
"Sagemax NexZr" është markë e regjistruar tregtare e "Sagemax Bioceramics, Inc.".
SQ/2021-01/Rev.1

sagemax®