

sagemax[®]



Upute za uporabu



NexxZr.[®] Shine

sagemax.com

Informacije o proizvodu

NexxZr Shine dvofazni je sustav za poliranje s dijamantnim česticama koji omogućuje učinkovito poliranje dentalne keramike, kao što je keramika od cirkonijeva oksida, keramika od aluminijske oksida, litij disilikatna keramika ili staklokeramika. Dimenzijski stabilni gumeni nastavci za poliranje s dijamantnim česticama zadiviti će korisnike jednostavnom i učinkovitim uporebom. Osim toga, dugog su vijeka trajanja i pružaju prirodni sjaj. NexxZr Shine omogućuje postizanje ravnomjerne površine za monolitne nadomjeske, kao i za obložene i djelomično obložene nadomjeske. Tri posebno prilagođena oblika dostupna su za optimalno poliranje različitih struktura i površina: Twist17, Turn18 i Tip5. Ti su oblici dostupni u glatkoj granulaciji (faza 1, predpoliranje) i sjajnoj granulaciji (faza 2, poliranje do visokog sjaja).

Liniju proizvoda nadopunjava dijamantna pasta za poliranje NexxZr Shine Paste prikladna za sve primjene. Ona uklanja mikroogrebotine i ostavlja zrcalni visoki sjaj.

Indikacije

Ekstraoralno poliranje dentalne keramike, kao što je keramika od cirkonijeva oksida, keramika od aluminijske oksida, litij disilikatna keramika ili staklokeramika.

Kontraindikacije

- › Izravna uporaba u ustima pacijenta (intraoralno).
- › Sve ostale primjene koje nisu navedene pod indikacijama.

Način čuvanja i vijek trajanja

- › Obvezno je čuvanje na suhom mjestu bez prašine pri temperaturi od 2 do 28 °C.
- › Neodgovarajući uvjeti čuvanja mogu skratiti vijek trajanja i ugroziti ispravno funkcioniranje proizvoda.
- › Pasta za poliranje NexxZr Shine Paste mora se zatvoriti odmah nakon uporabe.



Upozorenja!

- › Ne koristite oštećene nastavke za poliranje.
- › Upotrijebite jedinicu za usisavanje, masku za lice i zaštitne naočale.
- › Upotrebljavajte samo tehnički ispravne i servisirane nasadnike.
- › Provjerite okreće li se nasadnik pravilno.
- › Nastavak za poliranje mora sigurno nasjesti u nasadnik.
- › Kako ne bi došlo do loma instrumenta, nemojte ga naginjati ili kriviti tijekom okretanja.
- › Tijekom okretanja nastavci za poliranje ne smiju se predugo ostavljati na istom mjestu jer to može dovesti do lokaliziranog pregrijavanja.
- › Nastavci za poliranje mogu vibrirati ako se prekorači maksimalna dopuštena brzina. To može dovesti do oštećenja nastavka za poliranje, savijanja osovine i/ili loma instrumenta.
- › Prejak pritisak može oštetiti restauraciju te ubrzati trošenje glave za poliranje.
- › Pri uporabi paste NexxZ Shine Paste pridržavajte se sigurnosno-tehničkog lista (STL).

Sastav materijala

Komponente

dijamantne čestice, sintetička guma, pomoćne tvari i agregati

Upute za uporabu

Predpoliranje (faza 1, zaglađivanje)

Keramički nadomjesci predpoliraju se uz pomoć nastavaka za poliranje NexxZr Shine (tamnosivi).

Poliranje do visokog sjaja (faza 2, sjaj)

Poliranje keramičkih nadomjestaka do visokog sjaja izvodi se uz pomoć nastavaka za poliranje do visokog sjaja NexxZr Shine (svijetlosivi) ili dijamantne paste za poliranje NexxZr Shine Paste i četkom od kozje dlake.

Upute za rad:

- › Optimalni raspon brzine: 7000 - 12.000 o/min
- › Maksimalna brzina: 20.000 o/min
- › Maksimalni pritisak: 2 N (200 g)
- › Rotirajuće nastavke za poliranje postavite samo na površinu koju je potrebno obraditi.
- › Polirajte pažljivim pokretima kako ne bi nastali urezi.
- › Vodite računa o odgovarajućem usisavanju prašine tijekom uporabe.

Čišćenje

Nakon što završite s poliranjem nadomjeska, dobro ga očistite pomoću parnog čistača i ultrazvučne kupelji.



Proizvodač

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, SAD
T +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
Sagemax NexZr, registrirani je zaštitni znak tvrtke Sagemax Bioceramics, Inc.
HR/2021-01/Rev.1

sagemax®