

sagemax®



Инструкции за употреба

---

NexxZr® Shine

[sagemax.com](http://sagemax.com)

## Информация за продукта

NexxZr Shine е двустъпкова диамантена полирна система за ефективно полиране на стоматологични керамики като циркониев оксид, алуминиев оксид, литиев дисиликат или стъклокерамики. Обемно стабилните инкрустирани с диамантени частици гумички впечатляват потребителите поради опростената им и ефикасна употреба. Те също така предлагат дългосрочна служба и естествено изглеждащ блясък. NexxZr Shine осигурява равномерна повърхност за монолитни възстановявания, както и за възстановявания с изцяло или частично послойно нанесена керамика. Предлагат се три специално адаптирани профила за оптимално полиране на различни структури и повърхности: Twist17, Turn18 и Tip5. Тези профили се предлагат със зърнистост с размери за заглаждане (фаза 1, първично полиране) и блясък (фаза 2, полиране до силен блясък). Тази продуктова гама се допълва от диамантена полирна паста NexxZr Shine Paste, която е подходяща за всички приложения. Тя отстранява микронадрасквания, като оставя завършена повърхност със силен огледален блясък.

### Показания

Екстраорално полиране на стоматологични керамики като циркониев оксид, алуминиев оксид, литиев дисиликат или стъклокерамики.

### Противопоказания

- › Директна употреба в устата на пациента (интраорална)
- › Всички други приложения, които не са изброени в показанията

### Съхранение и срок на годност

- › Необходимо е съхранение на сухо място без прах при 2 - 28 °C.
- › Неправилните условия на съхранение могат да съкратят срока на годност и да попречат на правилното функциониране на продукта.
- › Полирната паста NexxZr Shine Paste трябва да се затваря веднага след употреба.



### Предупреждения!

- › Не използвайте повредени гумички.
- › Използвайте аспирационна уредба и носете маска на лицето и защитни очила.
- › Използвайте само наконечници, които са в добро техническо състояние, и които имат сервизно обслужване.
- › Уверете се, че наконечникът работи безпроблемно.
- › Полирната гумичка трябва да е здраво фиксирана в наконечника.
- › Трябва да се избягва наклоняване/повдигане по време на въртене, за да се намали рискът от счупване на инструмента.
- › Полирните гумички не трябва да се въртят на едно и също място твърде дълго време, тъй като това може да доведе до прегряване.
- › Полирните гумички показват тенденция към вибриране, ако максимално допустимата скорост бъде превишена. Това може да повреди гумичката, да доведе до огъване на шийката и/или да се счупи инструмента.
- › Прекомерният натиск при контакт може да увреди възстановяването и да ускори износването на полиращата глава.
- › Спазвайте информационния лист за безопасност (ИЛБ), когато използвате пастата NexxZr Shine Paste.

## Състав на материала

### Компоненти

Диамантени частици, синтетичен каучук, помощни вещества и материали

## Инструкции за употреба

### **Първично полиране (фаза 1, заглаждане)**

Керамичните възстановявания се полират първично с използване на гумички NexxZr Shine (тъмно сиви).

### **Полиране до силен блясък (фаза 2, блясък)**

Полирането до силен блясък на керамични възстановявания се осъществява с гумички NexxZr Shine (светлосиви) или с използване на диамантена полирна паста NexxZr Shine Paste и четка с косъм от коза.

### **Инструкции за обработка:**

- › Диапазон с оптимална скорост:
  - › 7 000 – 12 000 rpm
- › Максимална скорост: 20 000 rpm
- › Максимален натиск при контакт: 2 N (200 g)
- › Поставайте само гумички, които се въртят върху повърхността за обработване.
- › Полирайте с леки движения, за да се избегне набраздяване.
- › Осигурете достатъчна прахова аспирация по време на употреба.

### **Почистване**

След като възстановяването е изцяло полирано, почистете го щателно пароструйно или в ултразвукова вана.



Производител

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, САЩ  
T +1 253 214 0389  
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.  
Sagemax NexZr е регистрирана търговска марка на Sagemax Bioceramics, Inc.  
BG/2021-01/Rev.1

sagemax®