

sagemax[®]



Brugsanvisning

NexxZr[®] Shine

sagemax.com

Produktbeskrivelse

NexxZr Shine er et 2-faset diamantpoleringssystem til effektiv polering af dentalkeramik, f.eks. af zirkoniumoxid, aluminiumoxid, lithiumdisilikat eller glaskeramik. De dimensionalt stabile, diamantholdige gummipolerere imponerer brugerne pga. deres enkle og effektive brug. De har også en lang levetid og giver en naturlig glans. NexxZr Shine skaber en ensartet overflade til monolitiske samt facadebelagte og delvist facadebelagte restaureringer. Produktet fås med tre specialtilpassede former til optimal polering af forskellige strukturer og overflader: Twist17, Turn18 og Tip5. Formerne fås med kornstørrelse glat (fase 1, præpolering) og skinnende (fase 2, højglanspolering).

Produktudvalget suppleres af diamantpoleringspastaen NexxZr Shine Paste, som er velegnet til alle anvendelser. Den fjerner selv de mindste ridser, og giver en spejlglat overflade med høj glans.

Indikation

Ekstraoral polering af dentalkeramik, f.eks. af zirkoniumoxid, aluminiumoxid, lithiumdisilikat eller glaskeramik.

Kontraindikationer

- › Direkte brug i patientens mund (intraoralt)
- › Alle andre anvendelser, der ikke er angivet som indikationer

Opbevaring og holdbarhed

- › Skal opbevares tørt og støvfrit ved en temperatur på 2-28°C.
- › Forkert opbevaring kan reducere holdbarheden og medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
- › Beholderen med NexxZr Shine Paste-poleringspasta skal lukkes omgående efter brug.



Advarsler!

- › Beskadigede polerere må ikke anvendes.
- › Brug udsugning samt ansigtsmaske og beskyttelsesbriller.
- › Brug kun håndstykker, som er i teknisk forsvarlig stand og som er blevet eftersat.
- › Sørg for, at håndstykkerne kører jævnt.
- › Polereren skal være forsvarligt fastlåst i håndstykket.
- › Reducer risikoen for brud på instrumentet ved at undgå, at instrumentet vippes eller anvendes som løftestang, mens det roterer.
- › Sørg for ikke at holde polereren det samme sted i alt for lang tid ad gangen, mens den roterer, da det kan medføre lokal overophedning.
- › Polereren har tendens til at vibrere, hvis den højeste tilladte hastighed overskrides. Det kan beskadige polereren og derved medføre, at skaftet bøjes og/eller at instrumentet går i stykker.
- › Hvis instrumentet trykkes for hårdt ind mod arbejdsfladen under brug, kan det beskadige restaureringen, og poleringshovedets levetid forringes.
- › Ved brug af NexxZr Shine Paste skal brugeren være opmærksom på sikkerhedsdatabladet (SDS).

Materialesammensætning

Komponenter

Diamantpartikler, syntetisk gummi, bindemidler og tilslagsmaterialer

Brugsanvisning

Præpolering (fase 1, glat)

Keramiske restaureringer præpoleres med NexxZr Shine-polerere (mørkegrå).

Højglanspolering (fase 2, glans)

Højglanspolering af keramiske restaureringer udføres med NexxZr Shine-polerere til glanspolering (lysegrå) eller NexxZr Shine Paste-diamantpoleringspasta og en gedehårsbørste.

Begrænsninger for bearbejdning:

- › Optimalt hastighedsområde:
7.000-12.000 o./min
- › Maks. hastighed: 20.000 o./min
- › Maks. kontaktryk: 2 N (200 g)
- › Anbring altid kun en polerer, der roterer, på en overflade, der skal bearbejdes.
- › Sørg for at polere med forsigtige bevægelser for at undgå fordybninger.
- › Sørg for korrekte udsugning af støv under arbejdet.

Rensning

Når polering af restaureringen er afsluttet, skal den afrenses grundigt med en damprenser eller i et ultralydsbad.



Producent

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
Tlf. +1 253 214 0389
E-mail info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.
Sagemax NexZr er et registreret varemærke tilhørende Sagemax Bioceramics, Inc.
DA/2021-01/Rev.1

sagemax®