

sagemax<sup>®</sup>



Bruksanvisning

---

NexxZr<sup>®</sup> Shine

[sagemax.com](http://sagemax.com)

## Produktinformasjon

NexxZr Shine er et totrinns diamant-poleringsssystem for effektiv polering av dentalporselen f.eks. zirkoniumoksyd, aluminiumoksyd, litium-disilikat eller glasskeramikk. Den dimensjonsstabile, diamantgjennomsatte gummipolerer overbeviser med sin enkle og effektive bruk. I tillegg gir den en lang levetid og et naturlig virkende glansresultat. NexxZr Shine gir en homogen overflate både ved monolittiske, forblendete og delvis forblendete restaurasjoner. For optimal polering av de forskjellige strukturene og overflatene, er det tre tilpassede former tilgjengelig: Twist17, Turn18 og Tip5. Formen leveres med kornstørrelsene smooth (trinn 1, forpolering) og gloss (trinn 2, høyglanspolering). Sortimentet utvides med diamantpoleringspastaen NexxZr Shine Paste, som kan brukes universelt. Dette fjerner mikroskraper og etterlater en speilglatt, høyglansoverflate.

### Indikasjon

Ekstraoral polering av dentalporselen f.eks. zirkoniumoksyd, aluminiumoksyd, litium-disilikat eller glasskeramikk.

### Kontraindikasjoner

- › Direkte bruk i pasientens munn (intraoralt)
- › All annen bruk som ikke er oppført som indikasjoner

### Instruksjoner for lagring og oppbevaring

- › En tørr, støvfri lagring ved 2-28 °C er nødvendig.
- › Feil lagerbetingelser kan forkorte holdbarheten og føre til feil funksjon av produktet.
- › Poleringspastaen NexxZr Shine Paste må lukkes umiddelbart etter bruk.



### Advarsler!

- › Ikke bruk polerere med skader.
- › Bruk avsugsanlegg, støvmaske og vernebriller.
- › Bruk kun teknisk feilfrie og vedlikeholdte håndstykker.
- › Pass på at håndstykket roterer presist.
- › Polereren må sitte helt fast i håndstykket.
- › Unngå vipping og lirking under rotering for å unngå risiko for brudd på instrumentet.
- › Ikke la polererne rotere for lenge på samme sted da det kan forårsake lokal overoppheting.
- › Polerere har en tendens til å vibrere når maksimalt tillatt turtall overskrides. Dette kan føre til skade på polereren, bøyning av skaftet og/eller føre til brudd på instrumentet.
- › For høy presskraft kan føre til skader på restaureringen samt for rask slitasje på polerutstyret.
- › Ved bruk av NexxZr Shine Paste skal man følge sikkerhetsdatabladet (SDS) til pastaen.

## Materialsammensetning

### Innholdsstoffer

Diamantpartikler, kunstig kautsjuk, hjelpe og tilsatsstoffer

# Bruksanvisning

## **Forpolering (trinn 1, smooth)**

Forpolering av porselensrestaurasjoner gjøres med NexxZr Shine: Poler smooth (mørk grå).

## **Høyglanspolering (trinn 2, gloss)**

Høyglanspolering av porselensrestaurasjoner gjøres med NexxZr Shine: Poler gloss (lys grå) eller med diamantpoleringspastaen NexxZr Shine Pate og en geitehårsbørste.

## **Bearbeidingsmerknader:**

- › Optimalt turtallsområde: 7'000 - 12'000 o/min
- › Maksimalt turtall: 20'000 o/min
- › Maksimal presskraft: 2 N (200 g)
- › Polereren skal alltid rotere når den settes mot overflaten som skal bearbeides.
- › Poler med lette bevegelser for å unngå riller.
- › Sørg for godt avsug under bruk.

## **Rengjøring**

Den ferdig polerte restaureringen skal deretter rengjøres grundig med et dampapparat eller et ultralydbad.



Produsent

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, USA  
T +1 253 214 0389  
E info@sagemax.com

sagemax.com

© 2021 Sagemax Bioceramics, Inc.  
Sagemax NexZ'er et registrert varemerke hos Sagemax Bioceramics, Inc.  
NO/2021-01/Rev.1

sagemax®