

sagemax

Kullanım Talimatları

PMMA Disc

CAD/CAM teknolojisi için

Tanım

Sagemax PMMA Disk, CAD/CAM teknolojisiyle geçici restorasyonları oluşturmak için yapılır.

Mekanik Özellikler

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| – Eğilme Kuvveti | ≥50 MPa |
| – ISO 10477'ye göre su emilimi | ≤40 µg /mm ³ |
| – Çözünürlük | ≤7,5 µg /mm ³ |

Bileşimi

- Polimetil metakrilat (PMMA)
- Renklendirme pigmentleri

Endikasyonları

- Sagemax PMMA Disk, geçici dental protezleri üretmek için yapılır.
- Uygulamalar aşağıdakileri içerir: En fazla 6 aylık aşınma süresi için 2 pontiğe kadar anterior, posterior kron ve köprüler.

Kontrendikasyonları

- Yetersiz diş yapısı azaltılması.
- Uygun adezyon ve kuvvet dağılımı için yetersiz diş yapısı.
- Yetersiz düzeyde ağız temizliği.
- Köprülerde yeterli birleşim noktaları için yetersiz interproksimal boşluk.
- Bilinen alerjiler. Ürün bileşimi ile bilinen uyumsuzluklar.
- Kalıcı simantasyon.

Tasarım Parametreleri

- Kronlar için, minimum 1 mm duvar kalınlığının altına düşmeyin.
- Köprüleri bir bağlı pontikle tasarlarken, kron ile pontik birimi arasındaki bağlantı çapraz kesiti 12 mm²'den az olamaz.
- Köprüleri iki bağlı pontikle tasarlarken, kron ile pontik birimi arasındaki bağlantı çapraz kesitleri 12 mm²'den az olamaz.

Bitirme

İskeletleri düzenlerken ve ayırırken, bir çapraz kesimli tungsten karbid veya akrilikler için uygun ayırıcı disk kullanın.

Polisaj

Restorasyonlar, uygun bir silikon polisaj ve küçük keçi kılı bir fırça ile önceden cilalanabilir. Standart akrilik polisaj ajanları, intraoral kullanım için de uygundur. Aşırı ısı ortaya çıkarmaktan kaçının. Plak birikmesi ve renkte ilgili diğer olumsuz etkilerden kaçınmak için kusursuz sonuçlar elde etmek amacıyla özenli polisaj mutlaka gereklidir.

Temizleme

Bitmiş restorasyonu ultrason cihazına 1 dakika kadar yerleştirin. Alkalın temizleme çözümünün içeriği, en fazla %10 ve en fazla 40°C olmalıdır. Buhar ve basınç gerilimiyle temizlemeden kaçının.

Yerleştirme

Diş hazırladıktan sonra, rengi karşılaştırmak için renk skalasını kullanın ve restorasyonun rengini onaylayın. Geçici adeziv simanla geçici restorasyonu yerleştirin. Aşırı simanı çıkarın. Tüm geçici simanlar/adeziv materyaller uygundur. Restorasyonlar adeziv olarak simante edilmeli, öjenolsüz simanlama materyalleri kullanılmalıdır. Lütfen ilgili siman üreticilerinin kullanım talimatlarına uyun.

Tehlike Uyarıları

Sagemax PMMA Diskin işlenmesi sırasında öğütme tozunu solumayın; gözler, cilt ve solunum yollarının tahriş olmasına neden olabilir.

Bununla birlikte, öğütme makinenizdeki ekstraktörün kusursuz şekilde çalıştığından daima emin olun.

İpuçları

Ürüne karşı toleranssızlıktan şüphelenilirse, yalnızca alerji tarama testi yapıldıktan sonra kullanın. Hastanın ağzına yerleştirmeden önce öğütülen parçaları dezenfekte edin. Bu kullanım talimatları, mevcut ürün bilgisi seviyesine bağlıdır. Ürünün doğru kullanımından tamamen kullanıcı sorumludur. Üretici, işleme prosedürleri üzerinde kontrolü olmadığından dolayı tatmin etmeyen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Dental teknisyen, diş hekiminin bu kullanım talimatlarında bulunan tüm bilgileri aldığından emin olarak, restorasyonu hastanın ağzına yerleştirmeden önce yapılacak operasyonlarla ilgili diş hekimini bilgilendirmelidir.

Saklama

- Malzemeleri doğrudan güneş ışığından koruyun ve kuru bir yerde saklayın (–18 ila 33°C).
- Saklama talimatlarına ve dış ambalajda bulunan son kullanım tarihine uyun.
- Güneş ışığından uzak tutun.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

sagemax



Şu şirket için üretilmiştir:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

AT Temsilcisi:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

C € 0123

RX only

**Sadece diş hekimliği
kullanımı içindir.**

Tarih: 2019-02-10/Rev.0

TR

Bu materyal sadece diş hekimliğinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşleme koyma sırasında Kullanma Talimatına katı olarak riayet edilmelidir. Belirlenen kullanım alanı ve Kullanım Talimatının izlenmediği durumlarda oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Talimatta açıkça belirtilenin haricindeki herhangi bir amaç için kullanım ve uygunluk açısından materyali test etmekten kullanıcı sorumludur. Tanımlama ve bilgiler özellikler için garanti oluşturmayacağı gibi bir bağlayıcılığı da yoktur.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.