

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Lietošanas instrukcija

PMMA Disc

CAD/CAM tehnoloģijai

Apraksts

Sagemax PMMA Disc ir izgatavots pagaidu restaurāciju ražošanai ar CAD/CAM tehnoloģiju.

Mehāniskās īpašības

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| – Lieces izturība | ≥50 MPa |
| – Ūdens sorbcija saskaņā ar ISO 10477 | ≤40 µg/mm ³ |
| – Šķīdība | ≤7,5 µg/mm ³ |

Sastāvs

- Polimetilmetakrilāts (PMMA)
- Krāsas pigmenti

Indikācijas

- Sagemax PMMA Disc ir paredzēts pagaidu zobu protēžu ražošanai.
- Lietojums ietver: priekšējie, aizmugurējie kroņi un tilti ar ne vairāk kā 2 zobiem, maksimālais lietošanas ilgums ir 6 mēneši.

Kontrindikācijas

- Nepietiekams zoba struktūras samazinājums.
- Nepietiekama zoba struktūra atbilstoši adhēzijai un spēka sadalei.
- Nepietiekama mutes dobuma higiēna.
- Nepietiekama starpproksimālā telpa atbilstošiem tiltu savienojumiem.
- Zināmas alerģijas. Zināma nesaderība ar izstrādājuma sastāvdaļām.
- Pastāvīgā cementēšana.

Dizaina parametri

- Kroņu sienīņu biezums nedrīkst būt mazāks par 1 mm.
- Veidojot dizainu tiltiem ar vienu savienoto mākslīgo zobu, savienojuma šķēsgriezums starp kroni un mākslīgo zobu vienību nedrīkst būt mazāks par 12 mm².
- Veidojot dizainu tiltiem ar ne vairāk kā diviem savienotiem mākslīgajiem zobiem, savienojuma šķēsgriezums starp kroni un mākslīgajiem zobiem nedrīkst būt mazāks par 12 mm².

Apstrāde

Karkasu apgriešanai un atdališanai izmanto šķērsenisku volframa karbidu vai atdalošo disku, kas piemērots akriliem.

Pulēšana

Restaurācija var tikt iepriekš pulēta ar piemērotu silikona pulētāju un mazu kazas matu suku. Standarta akrila pulēšanas līdzekļi ir piemēroti arī intraorālai lietošanai. Izvairieties no pārmērīga karstuma radīšanas. Rūpīga pulēšana ir absolūti nepieciešama, lai sasniegtu perfektus rezultātus, lai izvairītos no zobakmens uzkrāšanās un citas ar to saistītas negatīvas ietekmes uz nokrāsu.

Tīrīšana

Ievietojiet pabeigto restaurāciju ultraskaņas ierīcē apmēram 1 minūti. Sārma tīrīšanas šķīduma saturam jābūt maksimāli 10% un maksimālajai temperatūrai 40 °C. Izvairieties no tīrīšanas ar tvaiku un spiedes spriegumu.

Ievietošana

Pēc zoba sagatavošanas izmantojiet krāsas skalas, lai salīdzinātu krāsu un apstiprinātu restaurācijas krāsu. Ievietojiet pagaidu restaurāciju ar pagaidu sasītošo cementu. Noņemiet lieko cementu. Ir piemēroti visi pagaidu cementa/adhezīva materiāli. Ja restaurācija tiks cementēta adhezīvi, jāizmanto cementēšanas materiāli bez eigenola. Lūdzu, ievērojiet attiecīgo cementa ražotāju lietošanas instrukcijas.

Bīstamības brīdinājumi

Sagemax PMMA Disc apstrādes laikā neieelpojiet slīpēšanas putekļus, kas var izraisīt acu, ādas un elpceļu kairinājumu.

Tāpēc vienmēr nodrošiniet, lai slīpēšanas mašīnas ekstraktors darbotos nevainojami.

Ieteikumi

Ja ir aizdomas par produkta nepanesību, izmantojiet to tikai pēc alerģijas skrīninga testa veikšanas.

Dezinficējiet slīpētās daļas pirms to ievietošanas pacienta mutē. Šīs lietošanas instrukcijas ir balstītas uz pašreizējo zināšanu līmeni par produktu. Lietotājs būs pilnībā atbildīgs par produkta pareizu lietošanu.

Ražotājs nav atbildīgs par neapmierinošiem rezultātiem, jo ražotājs nevar nekontrolēt pārstrādes procedūras.

Zobu tehniķis informē zobārstu par veicamajām darbībām pirms restaurācijas ievietošanas pacienta mutē, pārliecinoties, vai zobārsts ir saņēmis visu šajā lietošanas instrukcijā ietvertu informāciju.

Uzglabāšana

- Aizsargājiet materiālus no tiešas saules gaismas un glabājiet sausā vietā (temperatūrā no –18 līdz 33 °C).
- Ievērojiet uz ārējā iepakojuma esošos uzglabāšanas norādījumus un derīguma termiņu.
- Aizsargājiet no saules gaismas.
- Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

sagemax



Ražots uzņēmumam:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EK pārstāvis:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

C € 0123

Rx only

**Paredzēts lietošanai tikai
zobārstniecībā.**

Datums: 2019-06-13/Rev.0

LV

Materialis ir paredzēts lietošanai tikai zobārstniecībā. Materiāla apstrādi drīkst veikt tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuru iemesls ir lietošanas instrukcijas neievērošana vai izstrādājuma izmantošana neatbilstoši paredzētajam lietojumam. Ja izstrādājumi tiek lietoti mērķim, kas nav tieši norādīts lietošanas instrukcijā, lietotājam ir jāpārbauda izstrādājumu piemērotība šim mērķim. Apraksti un norādītie dati nav uzskatāmi ne par kāda veida izstrādājuma īpašību garantiju un nav saistoši.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.