

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Упутство за употребу

PMMA Disc

за CAD/CAM технологију

Опис

Sagetaх PMMA диск је направљен за израду привремених рестаурација помоћу CAD/CAM технологије.

Механичка својства

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| – Флексуларна снага | ≥50 МПа |
| – Сорпција воде у складу са ISO 10477 | ≤40 µg/mm ³ |
| – Растворљивост | ≤7,5 µg/mm ³ |

Састав

- Полиметил-метакрилат (PMMA)
- Пигменти боје

Индикације

- Sagetaх PMMA диск је направљен за израду привремених зубних протеза.
- Примене обухватају: Антериорне, постериорне крунице и мостове до 2 вештачка зуба за максимални период ношења од 6 месеци.

Контраиндикације

- Недовољна редукција структуре зуба.
- Недовољна структура зуба за одговарајућу адхезију и распоред силе.
- Неадекватна орална хигијена.
- Недовољно интерпроксималног простора за одговарајући број спојева у мостовима.
- Познате алергије. Познате некомпатибилности за саставом производа.
- Трајно цементирање.

Параметри израде

- За крунице, не спуштајте се испод минималне дебљине зида од 1 mm.
- Приликом пројектовања мостова са једним спојеним вештачким зубом, попречни пресек повезивања између крунице и вештачког зуба не сме бити мањи од 12 mm².
- Приликом пројектовања мостова са доменом до два повезана вештачка зуба, попречни пресек повезивања између крунице и вештачких зуба не сме бити мањи од 12 mm².

Финиширање

За подрезивање и одвајање оквира користите попречни рез волфрам-карбида или диск за раздвајање погодан за акрил.

Полирање

Рестаурације се могу претходно полирати помоћу одговарајуће силиконске гумице за полирање и мале четке од козје длаке. Стандардна средства за акрилно полирање су такође погодна за интраоралну употребу. Избегавајте стварање прекомерне топлоте. Пажљиво полирање је апсолутно неопходно за постизање савршених резултата како би се избегло накупљање плака и других негативних ефеката који утичу на нијансу.

Чишћење

Поставите завршену рестаурацију у ултразвучну кадицу око 1 минут. Садржај алкалног раствора за чишћење треба да буде максимално 10%, а његова максимална температура треба да је 40 °C. Избегавајте чишћење паром и компресивним притиском.

Постављање

Након припреме зуба, користите скалу за нијансе за упоређивање нијанси и потврдите нијансу рестаурације. Поставите привремену рестаурацију помоћу привременог адхезивног цемента. Уклоните вишак цемента. Погодни су сви привремени цементи/адхезивни материјали. Ако се рестаурација цементира адхезивно, морају се користити материјали за цементирање без еугенола. Придржавајте се упутстава за употребу одговарајућих произвођача цемента.

Упозорења о опасностима

Немојте да удишете прашину насталу брушењем током обраде Sagetax PMMA диска која може изазвати иритацију очију, коже и дисајних путева.

Зато увек проверите да ли екстрактор на машини за фрезовање ради без икаквих сметњи.

Савети

Ако се сумња на нетолеранцију на производ, користите га само након теста алергије. Дезинфикујте уситњене делове пре него што их убаците у уста пацијента. Ова упутства за употребу су заснована на тренутним нивоима знања о производу. Корисник је потпуно одговоран за правилну употребу производа. Произвођач није одговоран за било које незадовољавајуће резултате, јер нема контролу над поступком обраде. Зубни техничар треба да обавести стоматолога о поступцима које треба обавити пре уметања рестаурације у уста пацијента, водећи рачуна да је стоматолог упознат са свим информацијама садржаним у овим упутствима за употребу.

Чување

- Заштитите материјал од директне сунчеве светлости и чувајте га на сувом месту (–18 до 33 °C).
- Поштујте упутства за чување и рок употребе на спољашњој амбалажи.
- Избегавајте сунчеву светлост.
- Чувајте ван домаћаја деце.

sagemax



Произведено за:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118
Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

Представник за Европу:

AB Ardent

Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

C € 0123

RX only

**Само за употребу у
стоматологији.**

Датум: 2019-06-13/Rev.0

SR

Овај производ је развијен само за употребу у стоматологији. Обрада се мора изводити уз строго придржавање упутства за употребу. Произвођач не преузима одговорност за штете које могу настати због непоштовања упутства за употребу или због неодговарајуће области примене. Корисник је дужан да испита подесност производа и сноси одговорност за употребу производа у било коју сврху која није изричито наведена у упутству за употребу. Опис производа и подаци не представљају гаранцију својстава и нису обавезујући.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.