

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Brugsanvisning

PMMA Disc
til CAD/CAM teknologi

Beskrivelse

Sagemax PMMA-skiver er beregnet til fremstilling af midlertidige restaureringer med CAD/CAM-teknologi.

Mekaniske egenskaber

- | | |
|--|-------------------------|
| – Bøjningsstyrke | ≥50 MPa |
| – Vandabsorption i henhold til ISO 10477 | ≤40 µg/mm ³ |
| – Opløselighed | ≤7,5 µg/mm ³ |

Sammensætning

- Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Farvepigmenter

Indikationer

- Sagemax PMMA-skiver er beregnet til fremstilling af midlertidige tandproteser.
- Anvendelser omfatter: Fortands-, kindtandskroner og broer op til 2 mellemled i en maks. periode på 6 måneder.

Kontraindikationer

- Utilstrækkelig tandsubstansreduktion.
- Utilstrækkelig tandsubstans til korrekt adhæsi on og kraftfordeling.
- Utilstrækkelig mundhygiejne.
- Utilstrækkelig interproximalrum til tilstrækkelige broled.
- Kendte allergier. Kendte uforeneligheder for produktets sammensætning.
- Permanent cementering.

Designparametre

- Vægttykkelsen på kronen må ikke være under 1 mm.
- Når der designes broer med et forbundet bromellemed, må tværforbindelsen mellem kronen og bromellemedet ikke være mere end 12 mm².
- Når der designes broer over et område med op til to forbundne bromellemed, må tværforbindelsen mellem kronen og bromellemedene ikke være mindre end 12 mm².

Færdiggørelse

Til trimnings- og separationsstel skal en hårdmetal- eller separationsdisk, som er velegnet til akryl, anvendes.

Polering

Restaureringer kan forpoleres med en velegnet silikonepolerer og en lille gedehårsbørste. Standard akrylpolermidler er også velegnet til anvendelse direkte i munden. Undgå at producere overdreven varme. Det er absolut nødvendigt at polere forsigtigt for at opnå perfekte resultater og for at undgå opbygning af plak eller andre relaterede negative effekter på farven.

Rensning

Anbring den færdige restaurering i et ultralydskar i cirka 1 minut. Indholdet i den alkaliske rengøringsopløsning skal være maks. 10 % og have en maks. temperatur på 40 °C. Undgå damprensning og trykluft.

Indsætning

Når tanden er klargjort, bruges farvefanerne til at sammenligne farven og bekræfte farvevalget til restaureringen. Indsæt den midlertidige restaurering med midlertidigt adhæsivt cement. Fjern overskydende cement. Alle midlertidige cement/adhæsive materialer er velegnede. Hvis restaureringen skal cementeres, skal adhæsive, eugenolfrie cementmaterialer anvendes. Følg cementproducentens brugsanvisninger.

Advarsler om fare

Slibestøv må ikke indåndes under behandling af Sagemax PMMA-skiven, da det kan forårsage irritation af øjne, hud og luftveje.

Sørg derfor altid for, at udluftningen på din fræsemaskine fungerer perfekt.

Råd

Hvis der er mistanke om intolerance for produktet, må det kun anvendes, når der er udført en allergiscreeningstest. Desinficer de fræsedele, før de indsættes i patientens mund. Disse brugsanvisninger er udarbejdet på baggrund af det aktuelle produktkendskab. Brugeren er fuldt ud ansvarlig for korrekt anvendelse af produktet. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle utilfredsstillende resultater, da producenten ikke har kontrol over behandlingsprocedurerne. Tandteknikeren skal oplyse tandlægen om de opgaver, der skal udføres, før restaureringen indsættes i patientens mund, og sørge for, at tandlægen har modtaget alle oplysningerne i disse brugsanvisninger.

Opbevaring

- Beskyt materialer fra direkte sollys, og opbevar dem et tørt sted (-18 til 33 °C).
- Overhold anvisninger om opbevaring og udløbsdatoen på emballagen.
- Undgå sollys.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

sagemax



Manufactured for:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EU-repræsentant:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

C € 0123

RX only

Kun til dentalt brug.

Produktet er fremstillet udelukkende til brug ved restaurering af tænder. Bearbejdning skal udføres i nøje overensstemmelse med brugsanvisningen. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller anvendelse til andre formål end de, der er angivet i denne brugsanvisning. Brugeren er forpligtet til at teste materialet for dets egnethed og anvendelse til formål, der ikke er udtrykkeligt anført i brugsanvisningen. Beskrivelserne og data udgør ingen garanti for egenskaber og er ikke bindende.

Dato: 2019-06-13/Rev.0

DA

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.