

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Használati útmutató

PMMA Disc

CAD/CAM technológiához

Termékleírás

A Sagemax PMMA (polimetil-metakrilát) Disc termék CAD/CAM technológiával készült ideiglenes fogpótlások készítésére alkalmas.

Mechanikai tulajdonságok

- | | |
|--|--------------------------|
| – Hajlítási szilárdság | ≥50 MPa |
| – A vízszorpció az ISO 10477-nek megfelelően | ≤40 µg /mm ³ |
| – Oldhatóság | ≤7,5 µg /mm ³ |

Összetétel

- Polimetil-metakrilát (PMMA)
- Festékpigmentek

Javallatok

- A Sagemax PMMA Disc termék ideiglenes fogászati protézisek előállítására készült.
- Az alkalmazási javaslatok az alábbi esetekre vonatkoznak: anterior, posterior korona és hídfelépítmények maximum 2 műfoggal, maximum 6 hónap időtartamra.

Ellenjavallatok

- Elégtelen mértékű fogszerkezeti hiány.
- A megfelelő adhézióhoz és az erők eloszlatásához nem elégséges mértékű fogszerkezeti hiány.
- Elégtelen szájhigiénia.
- A hidakon belüli megfelelő érintkezéshez nem elégséges mértékű interproximális tér.
- Ismert allergia. Bármilyen, a termék összetevőivel szemben felmerült inkompatibilitás.
- Tartós cementálás.

Tervezési paraméterek

- Koronák esetében a minimális falvastagság 1 mm legyen.
- Egyetlen csatlakozó műfoggal rendelkező hídszerkezet tervezése esetén a korona és a hídelem közötti csatlakozó rész keresztmetszete legalább 12 mm² legyen.
- Maximum kettő csatlakozó műfoggal rendelkező hídszerkezet tervezése esetén a korona és a hídelem közötti csatlakozó rész keresztmetszete legalább 12 mm² legyen.

Finírozás

A tartóvázról való leválasztáshoz használjon volfram-karbid cross-cut fúrót vagy akrilokhoz alkalmas szeparáló korongot.

Polírozás

A fogpótlások a célnak megfelelő szilikonpolírozóval, illetve kis méretű, kecskeszőr ecsettel újrapolírozhatók. A standard, akril polírozó ágensek szájon belüli használatra is alkalmasak. Kerülje a fokozott hőhatást. A gondos polírozás elengedhetetlenül szükséges a jó eredmény elérése érdekében és azért, hogy kivédje a plakk-képződést vagy az árnyalat bármilyen nem kívánt módosulását.

Tisztítás

Helyezze a kész fogpótlást ultrahangos egységbe körülbelül 1 percre. A lúgos tisztítóoldat legfeljebb 10%-os legyen, a maximális hőmérséklet pedig 40°C. A tisztításhoz ne használjon gőzt vagy kompressziós erőt.

Rögzítés

A fog előkészítése után a színskála segítségével hasonlítsa össze az árnyalatokat és hagyja jóvá a fogpótlás árnyalatát. Rögzítse az ideiglenes fogpótlást ideiglenes, adhezív cementtel. Távolítsa el a felesleges cementet. Minden ideiglenes cement/ adhezív anyag megfelelő. Ha a fogpótlást adhezív módon cementálja, eugenolmentes cementelő anyagot kell használnia. Kérjük, tartsa be az adott cement gyártójának használati utasításait.

Figyelmeztetés a kockázatokra

Ne lélegezze be a Sagemax PMMA Disc feldolgozása során keletkező port, mivel az irritálhatja a szemeket, a bőrt és a légutakat.

Ezért mindig győződjék meg arról, hogy a maratógép elszívóberendezése tökéletesen működik-e.

Tanácsok

Ha felmerül az intolerancia gyanúja, a terméket csak allergia-szűrővizsgálat elvégzését követően szabad felhasználni. A páciens szájába történő behelyezés előtt fertőtlenítse a maratott részeket. Jelen használati utasítások a tudomány jelen állása alapján készültek. A felhasználó teljes mértékben felelős a termék helyes használatáért. Mivel a gyártó nem tudja ellenőrizni a feldolgozási folyamatot, ezért nem vállal felelősséget a nem kielégítő eredményért. A fogtechnikusnak tájékoztatnia kell a fogorvost azokról a műveletekről, amelyeket a fogpótláson el kell végezni, még mielőtt a páciens szájába helyezné azt; és ügyelnie kell rá, hogy a fogorvos megkapja a használati utasításban szereplő összes információt.

Tárolás

- A terméket közvetlen napfénytől védett, száraz helyen tárolja (–18 és 33°C).
- Tartsa be a tárolásra vonatkozó utasításokat és a külső csomagoláson látható lejárati idő után ne használja fel a terméket.
- Ne tegye ki napfénynek.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

sagemax



Gyártó:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EC képviselő:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

C € 0123

**Rx only
Csak fogászati
használatra.**

Dátum: 2019-06-13/Rev.0

HU

Az anyag kizárólag fogászati használatra lett kifejlesztve. A feldolgozás pontosan meg kell feleljen a Használati utasításnak. A használati utasításban leírtaktól eltérő vagy az előírttól eltérő területen történő alkalmazás miatt keletkezett kárra vonatkozóan nem vállalható felelősség. A felhasználó a felelős a termék alkalmasságának ellenőrzéséért, és minden, az ebben a használati utasításban nem kifejezetten említett célra való használatért. A leírások és adatok nem jelentik a tulajdonságok garanciáját.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.