

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Istruzioni d'uso

WAX Disc

per tecnologia CAD/CAM e di
pressatura

Descrizione

Sagemax WAX Disc è destinato alla realizzazione di restauri in cera con tecnologia CAD/CAM. Le applicazioni includono restauri dentali in cera realizzati con tecnologia CAD/CAM per la tecnica di pressatura e fusione.

Proprietà

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| – Composizione chimica: | Cera sintetica |
| – Colore: | Blu |
| – Punto di goccia: | 100 – 120 °C |
| – Densità: | 0,92 g/cm ³ |
| – Solubilità in acqua: | Insolubile |

Indicazioni

Produzione di restauri dentali in cera realizzati con tecnologia CAD/CAM per la tecnica di pressatura e fusione.

Controindicazioni

Non approvato per l'uso diretto nel cavo orale del paziente

Note riguardo alla progettazione

Per la progettazione si prega di rispettare le istruzioni del produttore riguardo alla relativa lega e ceramica pressata.

Lavorazione con CAD/CAM

Sagemax WAX Disc può essere lavorato in sistemi di fresatura dentale CAD/CAM (si prega di rispettare le istruzioni del produttore).

Nella lavorazione del materiale utilizzare unicamente gli utensili di fresatura consigliati per questo sistema di fresatura. La temperatura ambiente di lavoro non deve superare 35 °C.

Lavorazione dopo la fresatura

Finitura

Dopo la fresatura, separare dal disco l'oggetto lavorato utilizzando un'idonea fresa al carburo di tungsteno con dentatura incrociata. Qualsiasi lavoro di finitura o rettifica della forma deve essere effettuato con frese al carburo di tungsteno con dentatura incrociata. Il materiale può essere rinforzato utilizzando una normale cera da modellazione.

Attacco dei canali di colata

Le regole per scegliere e posizionare correttamente i canali di colata dipendono dalla lega utilizzata. Informazioni dettagliate riguardo alle leghe sono reperibili nelle corrispondenti istruzioni dei produttori.

Rivestimento

Bordare l'interno del cilindro di fusione con bordaggio ceramico. Miscelare il materiale di rivestimento e rivestire sotto vuoto. Si prega di rispettare le istruzioni del produttore del materiale di rivestimento e della lega utilizzati.

Conservazione

- Conservare a 10 – 32 °C.
- Proteggere dalla luce solare diretta.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini!

Smaltimento

Sagemax WAX Disc è costituito da pura cera sintetica. I residui possono essere utilizzati per altre consuete applicazioni in cera. La cera può essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici.

Questo materiale è stato sviluppato unicamente per l'uso in campo odontoiatrico. Si declina qualsiasi responsabilità per danni risultanti dal mancato rispetto delle istruzioni o del campo di utilizzo stabilito. L'utilizzatore è responsabile della verifica dell'idoneità del materiale all'uso per scopi diversi da quelli esplicitamente indicati nelle Istruzioni. Lo stesso dicasi nel caso in cui il materiale sia mescolato o utilizzato in combinazione con prodotti di altri produttori.

sagemax



Produttore:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Rappresentante CE:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

Rx only

Solo per uso

odontoiatrico

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Data: 2019-07-08/Rev.0

IT