

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Instrukcja użytkowania

WAX Disc

Technologia CAD/CAM i Press

Opis

Dyski woskowe Sagemax WAX do wykonywania uzupełnień woskowych w technologii CAD/CAM. Zastosowania obejmują stomatologiczne uzupełnienia woskowe CAD/CAM do tłoczenia i odlewania.

Właściwości

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| – Skład chemiczny: | Wosk syntetyczny |
| – Kolor: | Niebieski |
| – Temperatura topnienia: | 100 – 120°C |
| – Gęstość: | 0,92 g/cm ³ |
| – Rozpuszczalność w wodzie: | Brak |

Wskazania

Wytwarzanie stomatologicznych uzupełnień woskowych CAD/CAM techniką tłoczenia i odlewania.

Przeciwwskazania

Niezatwierdzony do stosowania bezpośrednio w ustach pacjenta.

Uwagi dotyczące opracowywania

Podczas opracowywania przestrzegać instrukcji producenta danego stopu i ceramiki do natłaczania.

Obróbka w technologii CAD/CAM

Dyski Sagemax WAX mogą być obrabiane za pomocą odpowiednich frezarek CAD/CAM (zgodnie z instrukcjami producenta).

Do obróbki materiału stosować wyłącznie frezy zalecane do danej frezarki. Temperatura otoczenia podczas pracy nie może przekraczać 35°C.

Obróbka po frezowaniu

Wykończenie

Po zakończeniu frezowania oddzielić obrabiany obiekt od pozostałej części dysku za pomocą odpowiedniego naprzemienskośnego frezu z węgla spiekanego. Wszelkie prace wykończeniowe i korekta kształtu muszą być wykonywane przy użyciu naprzemienskośnych frezów z węgla spiekanego. Materiał można uzupełnić tradycyjnym woskiem do modelowania.

Mocowanie łączników

Zasady prawidłowego doboru i rozmieszczania łączników zależą od stosowanego stopu. Szczegółowe informacje dotyczące stopów można znaleźć w odpowiednich instrukcjach producenta.

Oslanianie

Wyłożyć wewnętrzną powierzchnię pierścienia odlewniczego linerem ceramicznym. Wymieszać masę osłaniającą i nałożyć ją podciśnieniowo. Przestrzegać instrukcji producenta używanej masy osłaniającej i stopu.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze 10 – 32°C.
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Utylizacja

Dyski Sagemax WAX zawierają wyłącznie воск syntetyczny. Pozostałości produktu można wykorzystać w innych zastosowaniach, w których standardowo używany jest воск. Воск można utylizować wraz z odpadami komunalnymi.

Materiał jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w stomatologii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji lub stosowania niezgodnie z podanymi w instrukcji wskazaniami. Użytkownik odpowiada za przetestowanie produktu dla swoich własnych celów i za jego użycie w każdym innym przypadku, który nie został wyszczególniony w instrukcji. Niniejsze zasady mają zastosowanie również w przypadku mieszania materiału lub stosowania go wraz z wyrobami innych producentów.

sagemax



Producent:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Przedstawiciel na terenie WE:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Wyłącznie do stosowania
w stomatologii.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Data: 2019-07-08/Rev.0

PL