

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Kasutusjuhised

WAX Disc

CAD/CAM ja presstehnoloogia

Kirjeldus

Sagemax WAX Disc on mõeldud vaharestauratsioonide CAD/CAM-valmistamiseks. Rakendusvaldkondadeks on CAD/CAM-tehnoloogiaga press- ja valumeetodil valmistatud dentaalsed vaharestauratsioonid.

Omadused

- | | |
|----------------------|------------------------|
| – Keemiline koostis: | sünteeiline vaha |
| – Värv: | sinine |
| – Tilksulamispunkt: | 100–120 °C |
| – Tihedus: | 0,92 g/cm ³ |
| – Vees lahustuvus: | mittelahustuv |

Näidustused

CAD/CAM-tehnoloogiaga press- ja valumeetodil valmistatud dentaalsete vaharestauratsioonide tegemine.

Vastunäidustused

Pole heaks kiidetud kasutamiseks otse patsiendi suus.

Märkused konstruktsiooni kohta

Konstruktsiooni osas järgige tootja juhiseid sobiva sulami ja presskeraamika kohta.

Töötlemine CAD/CAM-iga

Sagemax WAX Disci saab töödelda dentaalsete CAD/CAM-freesimissüsteemidega (järgige tootja juhiseid).

Materjali töötlemisel kasutage ainult selle freesimissüsteemi jaoks soovitatud freesimistööriistu.

Töökeskonna temperatuur ei tohi ületada 35 °C.

Töötlemine pärast freesimist

Viimistlus

Pärast freesimist eraldage töödeldud ese ketta küljest sobiva ristlõikelise volframkarbiidist lihvijaga.

Igasuguste viimistlustööde ja vormimuudatuste tegemiseks tuleks kasutada ristlõikelist volframkarbiidist lihvijat. Materjali saab tugevdada hariliku modelleerimisvahaga.

Püstkanalite paigaldamine

Püstkanalite valimise ja paigutamise reeglid olenevad kasutatavast sulamist. Sulameid käsitlev üksikasjalik teave leidub vastavates tootjajuhistes.

Valuvormi moodustamine

Seadke valurõnga siseosa kohakuti keraamilise hülsiga. Segage kokku valuvormi materjal ja moodustage vaakumis valuvorm. Järgige tootja juhiseid asjakohase valuvormimaterjali ja kasutatava sulami osas.

Hoiustamine

- Hoidke temperatuuril 10–32 °C.
- Kaitske otsese päikese kiirguse eest.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas!

Utiliseerimine

Sagemax WAX Disc koosneb puhtast sünteetilisest vahast. Jääke saab kasutada teistes harilikes vaha kasutusvaldkondades. Vaha võib utiliseerida koos olmeprügiga.

See materjal on välja töötatud ainult hambaravis kasutamiseks. Vastutus ei kehti kahjustuste puhul, mis tulenevad juhiste või ettenähtud kasutusala mittejärgimisest. Kasutaja vastutab materjali sobivuse katsetamise ja kasutamise eest eesmärkidel, mis pole juhendis sõnaselgelt välja toodud. Need eeskirjad kehtivad ka siis, kui materjali segatakse või kasutatakse koos teiste tootjate toodetega.

sagemax



Tootja:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

EÜ esindaja:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

Rx only

**Kasutamiseks ainult
hambaravis.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Kuupäev: 2019-07-08/Rev.0

ET