

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Lietošanas instrukcija

WAX Disc

CAD/CAM un preses tehnoloģijai

Apraksts

Sagemax WAX Disc ir izgatavots CAD/CAM vaska restaurāciju ražošanai. Lietojums ietver zobu vaska restaurācijas, kas izgatavotas, izmantojot CAD/CAM tehnoloģiju, kas paredzēta preses un atlējuma tehnoloģijai.

Īpašības

– Ķīmiskais sastāvs:	Sintētiskais vasks
– Krāsa:	Zila
– Pilienu kušanas temperatūra:	100–120 °C
– Blīvums:	0,92 g/cm ³
– Ūdens šķīdība:	Nešķīstošs

Indikācijas

Zobu vaska restaurāciju izgatavošana, izmantojot CAD/CAM tehnoloģiju, kas paredzēta preses un atlējuma tehnoloģijai.

Kontrindikācijas

Nav apstiprināts lietošanai tieši pacienta mutē

Piezīmes par dizainu

Attiecībā uz dizainu, ievērojiet ražotāja norādījumus par attiecīgo sakausējumu un preses keramiku.

Apstrāde ar CAD/CAM

Sagemax WAX Disc var apstrādāt zobārstniecības CAD/CAM slīpēšanas sistēmās (lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus).

Materiāla apstrādē izmantojiet tikai šajā slīpēšanas sistēmā ieteiktos slīpēšanas rīkus. Apkārte jābūt vides darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.

Apstrāde pēc slīpēšanas

Apstrāde

Pēc slīpēšanas atdaliet apstrādāto objektu no diska, izmantojot piemērotu šķērsenisku volframa karbīda urbi. Visi apstrādes darbi vai formas pielāgojumi jāveic, izmantojot šķērseniskus volframa karbīda urbjus. Materiālu var uzlabot, izmantojot parasto modelēšanas vasku.

Lietu piestiprināšana

Noteikumi, kā izvēlēties un pareizi novietot lietņus, ir atkarīgi no izmantotā sakausējuma. Sīkāka informācija par sakausējumiem atrodama attiecīgajos ražotāja norādījumos.

Ieguldīšana

Saskaņojiet liešanas gredzenu ar keramikas oderējumu. Sajauciet ieguldīšanas materiālus un ieguldiet vakuumā. Lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus par ieguldījuma materiālu un izmantojamo sakausējumu.

Uzglabāšana

- Uzglabāt 10–32 °C temperatūrā.
- Pasargāt no tiešas saules gaismas.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!

Utilizācija

Sagemax WAX Disc sastāv no tīra sintētiskā vaska. Atlikumus var izmantot citiem parastiem vaska lietojumiem. Vasku var utilizēt vispārējās sadzīves atkritumos.

Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai tikai zobārstniecībā. Ražotājs neuzņemsies nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies, ja nav ievēroti lietošanas instrukcijās sniegtie norādījumi vai paredzētais izmantošanas nolūks. Materiāla lietotāja pienākums ir pārbaudīt materiāla piemērotību un lietot materiālu tikai instrukcijā paredzētajam mērķim. Šie noteikumi ir piemērojami arī tad, ja materiāls ir sajaukts vai tiek izmantots kopā ar citu ražotāju produktiem.

sagemax



Ražotājs:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EK pārstāvis:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

Rx only

**Paredzēts lietošanai tikai
zobārstniecībā.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Datums: 2019-07-08/Rev.0

LV