

sagemax

Kullanım Talimatları

WAX Disc

CAD/CAM ve Pres Teknolojisi

Tanım

Sagemax WAX Disk, mum restorasyonlarının CAD/CAM imali için üretilmiştir. Uygulamalar Pres ve Döküm teknolojisi için CAD/CAM teknolojisiyle yapılan dental mum restorasyonlarını içerir.

Özellikler

– Kimyasal bileşimi:	Sentetik mum
– Renk:	Mavi
– Damlama noktası:	100 – 120 °C
– Yoğunluk:	0,92 g/cm ³
– Suda çözünürlük:	Çözünmez

Endikasyonları

Pres ve Döküm teknolojisi için CAD/CAM teknolojisiyle yapılan dental mum restorasyonlarının üretilmesi.

Kontrendikasyonları

Doğrudan hastanın ağızında kullanım için onaylanmamıştır

Tasarımla ilgili notlar

Tasarım için, lütfen üreticinin alışım ve pres seramiğiyle ilgili talimatlarına bakın.

CAD/CAM ile işleme

Sagemax WAX Disk, dental CAD/CAM öğütme sistemlerinde işlenebilir (lütfen üreticinin talimatlarına bakın). Malzemeyi işlerken yalnızca bu öğütme sistemi için önerilen öğütme araçlarını kullanın. Ortam çalışma sıcaklığı 35 °C / 95 °F'yi geçmemelidir.

Öğütme sonrasında işleme

Bitirme

Öğütmeden sonra, işlenen nesneyi uygun bir çapraz kesimli tungsten karbid frez kullanarak diskten ayırın. Her türlü bitirme işi veya şekil ayarlaması çapraz kesimli tungsten karbid frez kullanılarak yapılmalıdır. Malzeme, klasik modelleme mumu kullanılarak artırılabilir.

Tijleri takma

Tijleri seçme ve doğru şekilde konumlandırma kuralları, kullanılan alışıma bağlıdır. Alışımrlarla ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili üreticinin talimatlarında bulunabilir.

Revetman

Döküm halkasının içini seramik astarla astarlayın. Revetman malzemesini karıştırın ve vakumla revetman uygulayın. Lütfen kullanılacak revetman malzemesi ve alışımın üretici talimatlarına bakın.

Saklama

- 10– 32 °C'de saklayın.
- Doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın!

Bertaraf Etme

Sagemax WAX Disk, saf sentetik mumdan oluşur. Kalıntılar, diğer geleneksel mum uygulamaları için kullanılabilir. Mum, genel ev atığı gibi atılabilir.

Bu materyal, yalnızca diş hekimliği uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Belirlenen kullanım alanı ve Kullanım Talimatının izlenmediği durumlarda oluşacak hasarlara karşı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Materyalin uygunluk açısından test edilmesi ve bu Talimatlarda açıkça belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına ilişkin sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Bu düzenlemeler, ayrıca, materyalin diğer üreticilerin ürünleriyle karıştırılması veya birlikte kullanılması durumunda da geçerlidir.

sagemax



Üreten:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

EC Temsilcisi:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Sadece dış hekimliği
kullanımı içindir.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Tarih: 2019-07-08/Rev.0

TR