

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Käyttöohjeet

WAX Disc

CAD/CAM- ja painotekniikkaan

Kuvaus

Sagemax WAX -kiekot on tarkoitettu vaharestauraatioiden CAD/CAM-valmistukseen. Tuotteiden käyttökohteita ovat mm. CAD/CAM-tekniikkaa käyttäen valmistetut hampaiden vaharestauraatiot Press and Cast -tekniikkaa varten.

Ominaisuudet

- Kemiallinen koostumus: Synteettinen vaha
- Väri: Sininen
- Sulamispiste: 100–120 °C
- Tiheys: 0,92 g/cm³
- Vesiliukoisuus: Liukenematon

Käyttöaiheet

Hampaiden vaharestauraatioiden valmistaminen CAD/CAM-tekniikkaa käyttäen Press and Cast -tekniikkaa varten.

Kontraindikaatiot

Ei hyväksytty käytettäväksi suoraan potilaan suussa.

Suunnittelua koskevat huomautukset

Noudata suunnittelussa valmistajan antamia seosta ja prässättyä keraamista rakennetta koskevia ohjeita.

Käsittely CAD/CAM-tekniikkaa käyttäen

Sagemax WAX -kiekkoja voidaan käsitellä hammaslääketieteelliseen käyttöön tarkoitetuilla CAD/CAM-jyrsintäjärjestelmillä (katso valmistajan ohjeet).

Käytä materiaalin käsittelyssä ainoastaan käytetylle jyrsintäjärjestelmälle suositeltuja työkaluja. Ympäristön lämpötila saa olla korkeintaan 35 °C.

Jyrsinnän jälkeen suoritettava käsittely

Viimeistely

Erota käsitelty tuote kiekosta jyrsinnän jälkeen käyttäen apuna tarkoitukseen sopivaa leikkaavaa kovametalliporaa. Tuotteen viimeistely ja muotoilu on suoritettava leikkaavaa kovametalliporaa käyttäen. Materiaalin parantelussa voi käyttää perinteistä muotoiluvahaa.

Valukanavien kiinnitys

Valukanavien valinta ja sijoittelu määräytyy käytetyn seoksen mukaan. Seoksia koskevat tarkat tiedot löytyvät seosten valmistajien ohjeista.

Valu

Vuoraa valurenkaan sisäpuoli keraamisella pinnoitusaineella. Sekoita valumateriaali ja tee valu alipainetta käyttäen. Huomioi valumateriaalin ja käytettävän seoksen valmistajien antamat ohjeet.

Säilytys

- Säilytyslämpötila 10–32 °C.
- Suojattava suoralta auringonvalolta.
- Ei lasten ulottuville.

Hävittäminen

Sagemax WAX -kiekot koostuvat puhtaasta synteettisestä vahasta. Tuotejäämiä voidaan käyttää muissa tavallisissa vahakäyttökohteissa. Vaha voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan hammaslääketieteelliseen käyttöön. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttö-ohjeita tai ohjeiden mukaista soveltamisalaa ei noudateta. Tuotteen soveltuvuuden testaaminen muuhun kuin ohjeissa mainittuun tarkoitukseen on käyttäjän vastuulla. Nämä säännökset ovat voimassa myös silloin, jos materiaaleja sekoitetaan tai käytetään yhdessä muiden valmistajien tuotteiden kanssa.

sagemax



Valmistaja:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

Edustaja Euroopassa:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Vain hammaslääketieteelliseen
käyttöön.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Päivämäärä: 2019-07-08/

Rev.0

FI