

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Naudojimo instrukcijos

WAX Disc

skirta CAD/CAM ir atspaudų
technologijai

Aprašas

„Sagemax WAX Disc“ skirtas vaško restauracijoms gaminti naudojant CAD/CAM. Taikymo sritys yra dantų vaško restauracijos, kuriamos naudojant atspaudų ir liejinių technologijai skirtas CAD/CAM sistemas.

Savybės

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| – Cheminė sudėtis: | sintetinis vaškas |
| – Spalva: | mėlyna |
| – Lašo lydymosi taškas: | 100–120 °C |
| – Tankis: | 0,92 g/cm ³ |
| – Tirpumas: | netirpus |

Indikacijos

Dantų vaško restauracijų, kurių naudojant atspaudų ir liejinių technologijai skirtas CAD/CAM sistemas, gamyba.

Kontraindikacijos

Nėra patvirtinta naudoti tiesiogiai paciento burnoje.

Pastabos dėl projektavimo

Projektuodami laikykitės gamintojo nurodymų dėl tinkamo lydinio ir atspaudų keramikos.

Apdorojimas naudojant CAD/CAM

„Sagemax WAX Disc“ galima apdoroti dantų CAD/CAM frezavimo sistemose (laikykitės gamintojo nurodymų).

Apdorodami medžiagą naudokite tik šiai frezavimo sistemai rekomenduojamus įrankius. Aplinkos temperatūra neturi viršyti 35 °C.

Apdorojimas po frezavimo

Apdaila

Po frezavimo atskirkite apdorotus objektus nuo disko, naudodami tinkamą kryžminį volframo karbido grąžtą. Visus apdailos arba formos koregavimo darbus reikia atlikti naudojant kryžminius volframo karbido grąžtus. Medžiagą galima sustiprinti naudojant įprastą modeliavimo vašką.

Liejinių tvirtinimas

Taisyklės, kaip tinkamai pasirinkti liečius ir nustatyti jų padėtį, priklauso nuo naudojamo lydinio. Išsamios informacijos apie lydinius galima rasti atitinkamuose gamintojo nurodymuose.

Apgaubimas

Liejimo žiedo vidų iškllokite keraminiu pamušalu. Sumaišykite apgaubimo medžiagą ir apgaubkite esant vakuui. Laikykitės gamintojo nurodymų dėl naudojamos apgaubimo medžiagos ir lydinio.

Laikymas

- Laikykite 10–32 °C temperatūroje.
- Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Utilizavimas

„Sagemax WAX Disc“ sudarytas iš gryno sintetinio vaško. Likučius galima panaudoti kitose pasirinktinėse vaško taikymo srityse. Vašką galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Ši medžiaga sukurta naudoti tik odontologijoje. Nesilaikant instrukcijų arba ignoruojant nurodytą naudojimo sritį, neprisiimame atsakomybės už patirtą žalą. Patikrinti, ar produktai tinkami ir gali būti naudojami bet kokiam tikslui, nenurodytam instrukcijose, yra naudotojo atsakomybė. Šios taisyklės taip pat taikomos, jei medžiaga sumaišyta arba naudojama su kitų gamintojų produktais.

sagemax



Pagaminta:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EB atstovas:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

Rx only

**Skirta naudoti tik
odontologams.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Data: 2019-07-08/Rev. 0

LT