

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Mode d'emploi

WAX Disc
pour technologie CAO/FAO et Presse

Description

Sagemax WAX Disc est conçu pour la fabrication en CAO/FAO de restaurations en cire. Les applications comprennent des restaurations dentaires en cire, fabriquées par technologie CAO/FAO destinée à la technologie de Moulage et Presse.

Caractéristiques

- Composition chimique : Cire synthétique
- Couleur : Bleu
- Point de fusion : 100 – 120 °C
- Densité : 0,92 g/cm³
- Solubilité dans l'eau : Insoluble

Indications

Production de restaurations dentaires en cire, fabriquées par technologie CAO/FAO destinée à la technologie de Moulage et Presse.

Contre-indications

Non homologué pour une utilisation directement dans la bouche du patient

Remarques concernant la conception

Pour la conception, veuillez respecter les instructions du fabricant concernant l'alliage et la céramique pressée appropriés.

Traitement avec la CAO/FAO

Sagemax WAX Disc peut être usiné dans des systèmes de fraisage dentaire CAO/FAO (veuillez respecter les instructions du fabricant).

Utilisez uniquement des outils de fraisage recommandés pour ce système de fraisage lors du traitement du matériau. La température de service ambiante ne doit pas dépasser 35 °C.

Traitement après le fraisage

Finition

Après le fraisage, séparez l'objet traité du disque à l'aide d'une fraise adaptée en carbure de tungstène à coupe croisée. Toute opération de finition ou d'ajustement effectuée sur la forme doit être effectuée avec des fraises en carbure de tungstène à coupe croisée. Le matériau peut être amélioré avec une cire de modelage classique.

Fixation des tiges de coulée

Les règles de sélection et de positionnement correct des tiges de coulée dépendent de l'alliage utilisé. Vous pouvez retrouver des informations détaillées sur les alliages dans les instructions correspondantes du fabricant.

Revêtement

Appliquez un revêtement céramique sur la partie intérieure du cylindre de coulée. Mélangez le matériau du revêtement et appliquez le revêtement sous vide. Veuillez respecter les instructions du fabricant concernant le matériau de revêtement et l'alliage à utiliser.

Stockage

- Stocker à une température de 10 – 32 °C.
- Protéger de la lumière directe du soleil.
- Conserver hors de la portée des enfants !

Élimination

Sagemax WAX Disc est constitué de cire synthétique pure. Les résidus peuvent être utilisés pour d'autres applications de cire habituelles. La cire peut être éliminée avec les déchets ménagers.

Ce matériau a été mis au point exclusivement pour le domaine dentaire. Aucune responsabilité ne sera engagée pour des dommages résultant du non-respect des Instructions ou du périmètre d'utilisation stipulé. L'utilisateur est responsable des tests effectués sur le matériau pour en valider les caractéristiques d'aptitude et l'utilisation à des fins autres que celles explicitement mentionnées dans les Instructions. Ces règles s'appliquent également si le matériau est mélangé ou utilisé en association avec des produits d'autres fabricants.

sagemax



Fabricant :

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Représentant UE :

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Exclusivement réservé à
l'usage dentaire**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Date : 2019-07-08/Rev.0

FR