



sagemax

Návod k použití

WAX Disc
pro technologii CAD/CAM a lisování

Popis

Sagemax WAX Disc je určen k výrobě voskových náhrad prostřednictvím technologie CAD/CAM. K aplikacím náleží dentální voskové náhrady vyráběné technologií CAD/CAM pro technologii lisování a odlévání.

Vlastnosti

– Chemické složení:	Syntetický vosk
– Odstín:	Modrá
– Bod tání na kuličce:	100 – 120 °C
– Hustota:	0,92 g/cm ³
– Rozpuštěnost ve vodě:	Nerozpustný

Indikace

Výroba dentálních voskových náhrad vyráběných technologií CAD/CAM pro technologii lisování a odlévání.

Kontraindikace

Není schváleno k použití přímo uvnitř úst pacienta

Poznámky ohledně konstrukce

Z hlediska konstrukce respektujte pokyny od výrobce pro příslušnou slitinu a lisovací keramiku.

Zpracování technologií CAD/CAM

Sagemax WAX Disc lze zpracovávat v zubařských frézovacích systémech CAD/CAM (dodržujte pokyny od výrobce).

Při zpracování materiálu používejte pouze frézovací nástroje doporučené pro tento frézovací systém. Okolní pracovní teplota nesmí překročit 35 °C.

Zpracování po frézování

Dokončení

Po vyfrézování oddělte zpracovaný objekt od disku pomocí vhodné frézy z karbidu wolframu pro příčné řezy. Jakékoli dokončovací práce nebo úpravy tvaru se musí provádět pomocí frézy z karbidu wolframu pro příčné řezy. Materiál lze zesilovat pomocí konvenčního modelovacího vosku.

Upevnění licích kanálků

Pravidla pro správnou volbu a umístění licích kanálků záleží na použité slitině. Podrobné informace ohledně slitin naleznete v pokynech od příslušného výrobce.

Zalití

Vyložte vnitřek liciho kroužku keramickým linerem. Smíchejte odlévací materiál a odlijte ho ve vakuu. Dodržujte pokyny od výrobce odlévacího materiálu a slitiny, která se má použít.

Skladování

- Skladujte při teplotě 10 – 32 °C.
- Chraňte před přímým slunečním světlem.
- Skladujte mimo dosah dětí!

Likvidace

Sagemax WAX Disc sestává z čistého syntetického vosku. Zbytky lze použít pro jiné běžné aplikace vosku. Vosk lze likvidovat jako běžný netříděný odpad.

Tento materiál byl vyvinut výhradně pro stomatologické použití. Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu nebo uvedené oblasti aplikace. Uživatel nese odpovědnost za otestování materiálu z hlediska jeho vhodnosti a použití pro jakýkoliv účel, který není výslovně uveden v návodu k použití. Tyto předpisy platí také tehdy, pokud se materiál smísí nebo používá v kombinaci s produkty od jiných výrobců.

sagemax



Výrobce:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EC Representative:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Určeno pouze pro
stomatologické účely.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Datum: 2019-07-08/Rev.0

CS