

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Udhëzimet e përdorimit

WAX Disc

për teknologjinë CAD/CAM dhe të
shtypjes

Përshkrimi

"Sagemax WAX Disc" është prodhuar për krijimin e restaurimeve të dyllit me teknologjinë CAD/CAM. Rastet e përdorimit përfshijnë restaurimet e dyllit dentar të prodhuar me teknologjinë CAD/CAM për teknologjinë me shtypje-derdhje.

Karakteristikat

– Përbërja kimike	Dyllë sintetik
– Ngjyra:	Blu
– Pika e shkrirjes:	100–120°C
– Dendësia:	0,92 g/cm ³
– Tretshmëria në ujë:	I patretshëm

Indikacionet

Prodhimi i restaurimeve të dyllit dentar të prodhuar me teknologjinë CAD/CAM për teknologjinë e shtypje-derdhjes.

Kundërindikacionet

Nuk miratohet për përdorim të drejtpërdrejtë në gojën e pacientit

Shënime në lidhje me dizajnin

Për dizajnin, ndiqni udhëzimet e prodhuesit për aliazhin përkatës dhe qeramikën e shtypjes.

Përpunimi me CAD/CAM

"Sagemax WAX Disc" mund të përpunohet në sistemet dentare të frezimit CAD/CAM (ndiqni udhëzimet e prodhuesit).

Përdorni vetëm mjetet e frezimit të rekomanduara për këtë sistem frezimi kur përpunoni materialin.

Temperatura e punës së ambientit nuk duhet të tejkalojë 35°C.

Përpunimi pas frezimit

Lëmimi

Pas frezimit, ndani objektin e përpunuar nga disku duke përdorur një frezë tërthore prej karbidi volframi.

Çdo punim apo rregullim i përfunduar sipas formës duhet të kryhet duke përdorur freza tërthore prej karbidi volframi. Materiali mund të përmirësohet duke përdorur dyllë modelimi tradicional.

Montimi i kanaleve të derdhjes

Rregullat e zgjedhjes dhe pozicionimit të duhur të kanaleve të derdhjes varen nga aliazhi i përdorur.

Informacioni i detajuar në lidhje me aliazhet mund të gjendet në udhëzimet përkatëse të prodhuesit.

Veshja

Shtrojeni pjesën e brendshme të unazës së derdhjes me lëndë izoluese qeramike. Përzieni materialin e

veshjes dhe visheni në vakum. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit të materialit të veshjes dhe aliazhin që do të përdoret.

Ruajtja

- Ruajeni në 10–32°C.
- Mbrojeni nga drita e drejtpërdrejtë e diellit.
- Mbajeni larg fëmijëve!

Hedhja

"Sagemax WAX Disc" përbëhet nga dyllë i pastër sintetik. Mbetjet mund të përdoren për raste të tjera përdorimi të zakonshëm të dyllit. Dylli mund të hidhet me mbetjet e përgjithshme shtëpiake.

Materiali është zhvilluar vetëm për përdorim në stomatologji. Nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga mosrespektimi i udhëzimeve apo i fushës së përcaktuar të përdorimit. Përdoruesi është përgjegjës për testimin e produktit në lidhje me përshtatshmërinë dhe përdorimin e tij për qëllime të tjera që nuk përcaktohen shprehimisht tek udhëzimet. Këto rregullore zbatohen edhe nëse materiali përzihet ose përdoret në kombinim me produkte të prodhuesve të tjerë.

sagemax



Prodhuar nga:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Përfaqësuesi për KE-në:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Vetëm për përdorim
stomatologjik.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Data: 2019-08-07/Rev.0

SQ