

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Návod na použitie

WAX Disc

pre technológiu CAD/CAM & Press

Popis

Sagemax WAX Disc je určený na zhotovenie voskových náhrad systémom CAD/CAM. Vhodné aplikácie sú zubné voskové náhrady zhotovené systémom CAD/CAM pre technológiu Press and Cast.

Vlastnosti

- | | |
|------------------------|------------------------|
| – Chemické zloženie: | Syntetický vosk |
| – Farba: | Modrá |
| – Bod odkapnutia: | 100 – 120 °C |
| – Hustota: | 0,92 g/cm ³ |
| – Rozpustnosť vo vode: | Ner rozpustný |

Indikácie

Zhotovenie zubných voskových náhrad systémom CAD/CAM pre technológiu Press and Cast.

Kontraindikácie

Nie je schválený na použitie priamo v ústach pacienta.

Poznámky k návrhu

Pri návrhu dodržujte pokyny výrobcu na výber vhodnej zliatiny a lisovacej keramiky!

Spracovanie CAD/CAM

Disky Sagemax WAX Disc možno spracovať systémami dentálnych frézovačiek CAD/CAM (dodržujte pokyny výrobcu).

Pri opracovaní hmoty používajte iba frézovacie nástroje odporúčané pre daný systém frézovania. Teplota okolia pri spracovaní okolia by nemala prekročiť 35 °C.

Opracovanie po frézovaní

Konečná úprava

Po frézovaní oddelte spracovaný predmet od disku vhodnou priečnou frézou z karbidu volfrámu. Na všetky dokončovacie práce alebo úpravy tvaru sa musia použiť priečne frézy z karbidu volfrámu. Hmotu možno obohatiť použitím konvenčného modelovacieho vosku.

Pripevnenie vtokov

Pravidlá výberu a umiestnenia vtokov závisia od použitej zliatiny. Podrobné informácie o zliatinách nájdete v návodoch príslušných výrobcov.

Odlievanie

Vnútro odlievacieho prstenca vysteľte keramikou výstelkou. Hmotu na odlievanie zmiešajte a odlievajte pri podtlaku. Dodržiavajte pokyny výrobcu hmoty na odlievanie a zliatiny, ktorá sa má použiť.

Skladovanie

- Uchovávať pri teplote 10 - 32 °C
- Chrániť pred priamym slnečným svetlom.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia

Disk Sagemax WAX Disc obsahuje čistý syntetický vosk. Zvyšky môžu byť použité na iné bežné aplikácie vosku. Vosk sa môže likvidovať ako bežný komunálny odpad.

Táto hmota bola vyvinutá len na použitie v zubnom lekárstve. Za škody, ktoré vzniknú v dôsledku iného použitia alebo neodborného spracovania, výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť. Za odskúšanie vhodnosti hmoty a za každé jej použitie, ktoré nie je výslovne uvedené v návodoch, zodpovedá používateľ. Tieto pravidlá platia aj keď sa hmoty zmiešavajú alebo používajú s výrobkami iných výrobcov.

sagemax



Výrobca:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Zástupca pre EÚ:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

Rx only

**Určený výhradne na
stomatologické účely.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Dátum: 2019-07-08/Rev.0

SK