

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Navodila za uporabo

WAX Disc

za tehnologijo CAD/CAM in pritiskanja

Opis

Sagemax WAX Disc je namenjen izdelavi CAD/CAM restavracij iz voska. Načini uporabe vključujejo zobozdravstvene restavracije iz voska, izdelane s tehnologijo CAD/CAM za tehnologijo pritiskanja in ulivanja.

Lastnosti

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| – Kemijska sestava: | – sintetični vosek |
| – Barva: | – modra |
| – Kapalno tališče: | – 100–120 °C |
| – Gostota: | – 0,92 g/cm ³ |
| – Topnost v vodi: | – netopno |

Indikacije

Proizvodnja zobozdravstvenih restavracij iz voska, izdelanih s tehnologijo CAD/CAM za tehnologijo pritiskanja in ulivanja.

Kontraindikacije

Ni odobreno za uporabo neposredno v bolnikovih ustih.

Opombe glede oblikovanja

Pri oblikovanju upoštevajte navodila proizvajalca glede ustrezne zlitine in pritise keramike.

Obdelava s CAD/CAM

Sagemax WAX Disc je mogoče obdelovati v zobozdravstvenih rezkalnih sistemih CAD/CAM (upoštevajte navodila proizvajalca).

Pri obdelavi materiala uporabljajte samo rezkalna orodja, priporočena za ta rezkalni sistem. Delovna temperatura okolja ne sme presegati 35 °C.

Obdelava po rezkanju

Zaključna obdelava

Po rezkanju ločite obdelani predmet od diska z ustreznim prečno rezanim volfram-karbidnim rezkarjem. Morebitna zaključna dela ali prilagoditve oblike je treba izvesti s prečno rezanimi tungsten-karbidnimi rezkarji. Material je mogoče izboljšati z običajnim voskom za modeliranje.

Nameščanje vlivkov

Pravila za izbiranje in nameščanje vlivkov se razlikujejo glede na uporabljeno zlitino. Podrobnejše informacije o zlitinah so na voljo v ustreznih navodilih proizvajalca.

Vložitev

Obložite notranjost livarskega obroča s keramično oblogo. Zmešajte material za vložitev in ga vložite pod vakuum. Upoštevajte navodila proizvajalca materiala za vložitev in zlitino, ki bosta uporabljena.

Shranjevanje

- Shranjujte na temperaturi med 10 in 32 °C.
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Odstranjevanje

Sagemax WAX Disc je narejen iz čistega sintetičnega voska. Ostanke je mogoče uporabiti za druge običajne načine uporabe voska. Vosek je mogoče odvreči med običajne gospodinjske odpadke.

Ta material je bil razvit izključno za uporabo v zobozdravstvu. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil ali določenega področja uporabe, ne prevzemamo odgovornosti. Uporabnik je odgovoren za preskušanje primernosti materiala in njegovo uporabo za kakršen koli namen, ki ni izrecno naveden v navodilih. Ti predpisi veljajo tudi, če se material meša ali uporablja v povezavi z izdelki drugih proizvajalcev.

sagemax



Proizvajalec:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

Zastopnik za ES:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Samo za uporabo v
zobozdravstvu.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Datum: 2019-07-08/Rev. 0

SL