

sagemax

Інструкція із застосування

WAX Disc

для систем CAD/CAM і технології
пресування

Опис

Восковий диск Sagetax WAX Disc призначений для виготовлення воскових реставрацій за допомогою систем CAD/CAM. Область застосування включає виготовлення зубних реставрацій з воску за допомогою систем CAD/CAM з використанням технології пресування і лиття.

Властивості

- Хімічний склад: синтетичний віск
- Колір: синій
- Точка краплеутворення: 100–120 °C
- Щільність: 0,92 г/см³
- Розчинність: Нерозчинний

Показання до застосування

Виготовлення зубних реставрацій з воску за допомогою систем CAD/CAM з використанням технології пресування і лиття.

Протипоказання

Не схвалено для використання в роті пацієнта

Примітки щодо конструкції

Під час створення конструкції дотримуйтесь інструкцій виробника відповідного сплаву і пресованої кераміки.

Обробка за допомогою систем CAD/CAM

Восковий диск Sagetax WAX Disc можна обробляти в стоматологічних системах фрезерування CAD/CAM (дотримуйтесь інструкцій виробника).

Під час обробки матеріалу використовуйте лише фрезерні інструменти, рекомендовані для цієї системи фрезерування. Робоча температура навколишнього середовища не повинна перевищувати 35°C.

Обробка після фрезерування

Доопрацювання

Після фрезерування відокремте від диску оброблений об'єкт за допомогою відповідного конусовидного карбід-вольфрамового бору з подовженою голівкою. Всі роботи з доопрацювання або коригування форми повинні виконуватися з використанням конусоподібних карбід-вольфрамових борів з подовженою голівкою. Матеріал можна посилити звичайним моделювальним воском.

Приєднання матриць

Правила правильного вибору і розташування матриць залежать від використовуваного сплаву. Детальну інформацію про сплави можна знайти у відповідних інструкціях виробника.

Заливка

Вистеліть внутрішню частину кювети для лиття керамічної стрічкою. Змішайте формувальний матеріал і залийте під вакуумом. Дотримуйтесь інструкції виробника формувального матеріалу і використовуваного сплаву.

Умови зберігання

- Зберігати при температурі 10–32 °С.
- Берегти від прямого сонячного світла.
- Зберігати в недоступному для дітей місці!

Утилізація

Восковий диск Sagetax WAX Disc складається з чистого синтетичного воску. Залишки можна використовувати в інших звичайних областях застосування воску. Віск можна утилізувати разом з побутовими відходами.

Матеріал розроблений виключно для застосування в стоматології. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли через неналежне дотримання інструкції або через нецільове використання матеріалу. Користувач несе відповідальність за перевірку матеріалу щодо його придатності та використання для будь-яких цілей, які прямо не вказані в інструкції. Ці правила також застосовуються, якщо матеріал змішаний або використовується разом із продуктами інших виробників.

sagemax



Виготовлено:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118
Federal Way, WA 98003 USA
Phone: +1 253 214 0389
info@sagemax.com
www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Представник у ЄС:

AB Ardent

Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden
Phone: +46 8594 412 57
info@sagemax.com
www.sagemax.com

RX only

**Використовувати тільки
в стоматології.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Дата: 2019-07-08/Rev. 0
UK