

sagemax

Упутство за употребу

WAX Disc

за CAD/CAM и технологију пресовања

Опис

Sagetaх WAX диск је предвиђен за CAD/CAM израду рестаурација воском. Примене обухватају стоматолошке рестаурације воском израђене CAD/CAM технологијом за технологију пресовања или ливења.

Својства

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| – Хемијски састав: | Синтетички восак |
| – Боја: | Плава |
| – Тачка топљења: | 100–120 °C |
| – Густина: | 0,92 g/cm ³ |
| – Растворљивост у води: | Нерастворљиво |

Индикације

Производња денталних рестаурација воском израђених CAD/CAM технологијом за технологију пресовања или ливења.

Контраиндикације

Није одобрен за директно наношење у уста пацијента

Напомене о изради

Кад је реч о изради, придржавајте се упутства произвођача за релевантну легуру и керамику за пресовање.

Обрада CAD/CAM технологијом

Sagetaх WAX диск може да се обради у денталним CAD/CAM системима за фрезовање (придржавајте се упутства произвођача).

Приликом обраде материјала користите искључиво препоручене алатке за овај систем за фрезовање. Температура радног окружења не сме да прелази 35 °C.

Обрада након фрезовања

Финиширање

Након фрезовања одвојите обрађени објекат од диска користећи одговарајуће борере од волфрам-карбида са попречним пресеком. Овакве борере треба користити за све завршне обраде или прилагођавања облика. Материјал се може побољшати користећи уобичајени восак за моделовање.

Постављање згура

Правила о избору и правилном позиционирању згура зависе од коришћене легуре. Детаљне информације о легурама могу се наћи у одговарајућим упутствима произвођача.

Постављање

Унутрашњост одливног прстена обложите керамичким прекривачем. Помешајте постављени материјал и поставите под вакуумом. Обратите пажњу на упутства произвођача о материјалу за постављање и легуру која ће се користити.

Чување

- Чувајте на температури од 10 до 32 °C.
- Заштитите од директне сунчеве светлости.
- Чувајте ван домашаја деце!

Бацање у отпад

Sagetaх WAX диск се састоји од чистог синтетичког воска. Остаци се могу искористи у друге уобичајене примене воска. Восак се може одстранити заједно са кућним отпадом.

Овај материјал је развијен искључиво за употребу у стоматологији. Произвођач не преузима одговорност за штете настале услед непоштовања упутства за употребу или наведене области примене. Корисник је дужан да испита подесност производа и сноси одговорност у случају употребе производа у било коју сврху која није изричито наведена у упутству за употребу. Ова правила се примењују и када се материјал користи у комбинацији са производима других произвођача.

sagemax



Произвођач:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C R E P

Представник за Европу:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Само за употребу у
стоматологији.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Датум: 2019-08-07/Rev.0

SR