

Two thin black diagonal lines intersect on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right and from the top-right towards the bottom-left.

sagemax

Brugsanvisning

WAX Disc
til CAD/CAM og formteknologi

Beskrivelse

Sagemax WAX-skiver er fremstillet til CAD/CAM-fremstilling af voksrestaurationer. Anvendelser omfatter tandrestaurationer af voks fremstillet med CAD/CAM-teknologi til form- og afstøbningsteknologi.

Egenskaber

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| – Kemisk sammensætning: | Syntetisk voks |
| – Farve: | Blå |
| – Dråbesmeltepunkt: | 100–120 °C |
| – Densitet: | 0,92 g/cm ³ |
| – Vandopløselighed: | Uopløselig |

Indikationer

Fremstilling af tandrestaurationer af voks fremstillet med CAD/CAM-teknologi til form- og afstøbningsteknologi.

Kontraindikationer

Ikke godkendt til brug direkte i patientens mund

Noter vedrørende designet

Overhold producentens anvisninger i forbindelse med relevant legering og formkeramik til designet.

Behandling med CAD/CAM

Sagemax WAX-skiver kan behandles i dentalfræsesystemer (overhold producentens anvisninger). Brug kun fræseværktøj, der er anbefalet til dette fræsesystem, når materialet behandles. Den omgivende arbejdstemperatur må ikke overstige 35 °C.

Behandling efter fræsning

Færdiggørelse

Efter fræsning skal det behandlede produkt fjernes fra skiven med et velegnet hårdmetalfinerbor. Eventuel beslibning eller justering af formet skal udføres med hårdmetalfinerbor. Materialet kan styrkes vha. konventionelt modelsvoks.

Påsætning af tapper

Regler for valg og korrekt placering af tapperne afhænger af den anvendte legering. Der findes detaljeret information om legeringer i de tilhørende producentanvisninger.

Indstøbning

For støberingen indvendigt med keramisk liner. Bland støbematerialet og støb under vakuum. Overhold producentens anvisninger i forbindelse med støbematerialet og hvilken legering, der skal bruges.

Opbevaring

- Opbevares ved 10–32 °C.
- Beskyttes mod direkte sollys.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Bortskaffelse

Sagemax WAX-skiver består af rent syntetisk voks. Restmateriale kan bruges til andre tilpassede voksapplikationer. Voksen kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Materialet er udviklet udelukkende til brug i forbindelse med restaurering af tænder. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen. Derudover er brugeren af produktet forpligtet til på eget ansvar at sikre sig, at produktet er egnet til en given anvendelse, navnlig hvis anvendelsen ikke er anført i brugsanvisningen. Disse bestemmelser gælder også, hvis materialet blandes eller bruges sammen med produkter fra andre producenter.

sagemax



Fremstillet:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

EU-repræsentant:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

Kun til dentalt brug.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Dato: 2019-07-08/Rev.0

DA