

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Bruksanvisning

WAX Disc

för CAD/CAM och pressningsteknik

Beskrivning

Sagemax WAX Disc är avsedd för tillverkning av vaxrestaurationer med CAD-/CAM-teknik. Bland användningsområdena finns vaxrestaurationer inom dentalvården gjorda med CAD-/CAM-teknik för pressning och gjutning.

Egenskaper

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| – Kemisk sammansättning: | Syntetiskt vax |
| – Färg: | Blå |
| – Droppunkt: | 100–120 °C |
| – Densitet: | 0,92 g/cm ³ |
| – Vattenlöslighet: | Olösligt |

Indikationer

Produktion av vaxrestaurationer inom dentalvården gjorda med CAD-/CAM-teknik för pressning och gjutning.

Kontraindikationer

Inte godkänd för användning direkt i patientens mun

Anmärkningar avseende design

För design följ tillverkarens anvisningar för respektive legering och presskeramik.

Bearbetning med CAD/CAM

Sagemax WAX Disc kan bearbetas i dentala CAD-/CAM-frässystem (följ tillverkarens anvisningar).

Använd endast fräsverktyg som rekommenderas för detta frässystem vid bearbetning av materialet. Den omgivande arbetstemperaturen ska inte överstiga 35 °C.

Bearbetning efter fräsning

Finishing

Efter fräsning separeras det bearbetade objektet från skivan med hjälp av en lämplig räfflad tungstenskarbidspets. Allt finisheringsarbete eller eventuella justeringar av formen måste göras innan den räfflade tungstenskarbidspetsen används. Materialet kan kompletteras med konventionellt modelleringsvax.

Fästa gjuttapparna

Vilka regler som gäller för val och positionering av gjuttapparna beror på vilken legering som används. Detaljerad information om legeringarna finns i anvisningarna från respektive tillverkare.

Beläggning

Fodra insidan av gjutringen med keramisk liner. Blanda beläggningsmaterialet och fodra under vakuum. Följ anvisningarna från tillverkarna av beläggningsmaterialet och den legering som ska användas.

Förvaring

- Förvaras vid 10–32 °C.
- Skyddas mot direkt solljus.
- Förvaras utom räckhåll för barn!

Kassering

Sagemax WAX Disc består av rent syntetiskt vax. Överblivet material kan användas i andra befintliga tillämpningar med vax. Vaxet kasseras som vanligt hushållsavfall.

Materialet har utvecklats enbart för användning inom den dentala marknaden. Ansvar tas inte för skada som uppstår p.g.a. att instruktioner eller föreskrivet användningsområde inte följs. Användaren är ansvarig för materialets lämplighet samt för användning inom andra områden än de som rekommenderas i bruksanvisningen. Dessa föreskrifter gäller även om materialet blandas eller används i kombination med produkter från andra tillverkare.

sagemax



Tillverkas av:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EU-representant:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

Endast för tandläkarbruk!

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Datum: 2019-07-08/Rev.0

SV