

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Gebruiksaanwijzing

WAX Disc

voor CAD/CAM- en druktechnologie

Omschrijving

De Sagemax WAX Disc is gemaakt voor CAD/CAM-productie van wasrestauraties. Toepassingen omvatten restauraties van tandheelkundige was, vervaardigd met CAD/CAM-technologie voor drukgiettechnologie.

Eigenschappen

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| – Chemische samenstelling: | Synthetische was |
| – Kleur: | Blauw |
| – Druppelsmelpunt: | 100–120 °C |
| – Dichtheid: | 0,92 g/cm ³ |
| – Wateroplosbaarheid: | Onoplosbaar |

Indicaties

De productie van tandheelkundige wasrestauraties gemaakt met CAD/CAM-technologie voor drukgiet-technologie.

Contra-indicaties

Niet goedgekeurd voor gebruik direct in de mondholte van patiënten

Opmerkingen met betrekking tot het ontwerp

Neem voor het ontwerp de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de betreffende legering en het betreffende perskeramiek in acht.

Verwerking met CAD/CAM

De Sagemax WAX Disc kan worden verwerkt in tandheelkundige CAD/CAM-freesystemen (neem de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht).

Gebruik alleen freesgereedschap dat voor dit freessysteem wordt aanbevolen bij het verwerken van dit materiaal. De omgevingstemperatuur bij verwerking mag niet hoger liggen dan 35 °C.

Verwerken na de het frezen

Afwerking

Na het frezen moet het verwerkte object worden gescheiden van de schijf met behulp van een geschikte dwarsdraads gesneden wolframcarbideboor. Werkzaamheden voor het afwerken of aanpassen van de vorm moeten worden uitgevoerd met dwarsdraads gesneden wolframcarbideboren. Het materiaal kan worden verbeterd met behulp van conventionele modelleringswas.

De aangietkanalen bevestigen

De regels voor het op juiste wijze kiezen en positioneren van de aangietkanalen is afhankelijk van de gebruikte legering. Detailinformatie over de legeringen is te vinden in de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

Gieten

Bedek de binnenkant van de spuitgietring met keramische bescherming. Vermeng het gietmateriaal en giet onder vacuüm. Neem de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het gietmateriaal en de te gebruiken legering in acht.

Opslag

- Opslaan bij 10–32 °C.
- Beschermen tegen direct zonlicht.
- Opslaan buiten bereik van kinderen!

Verwijdering

De Sagemax WAX Disc bestaat uit pure synthetische was. Restmateriaal kan worden gebruikt voor andere gangbare wastoepassingen. De was kan worden weggegooid bij het reguliere afval.

Dit materiaal is uitsluitend voor tandheelkundig gebruik ontwikkeld. Indien er schade optreedt door gebruik voor andere doeleinden of door verkeerd gebruik kan de fabrikant daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker is er verantwoordelijk voor om na te gaan of het product voor de beoogde toepassing geschikt is, vooral als deze toepassing niet in de gebruiksaanwijzing vermeld staat. Deze regels zijn ook van toepassing als het materiaal wordt vermengd of in combinatie met producten van andere fabrikanten wordt gebruikt.

sagemax



Productie door:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Vertegenwoordiger in de EG:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Alleen voor tandheel-
kundig gebruik.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Datum: 2019-07-08/Rev.0

NL