

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Használati útmutató

WAX Disc

CAD/CAM & Press Technológiához

Termékleírás

A Sagemax WAX Disc termék viasz fogpótlások CAD/CAM technikával történő készítésére alkalmas. Az alkalmazási javallatok a Press and Cast technológiával történő felhasználásra készült, CAD/CAM technológiával gyártott viasz fogpótlásokra vonatkoznak.

A termék tulajdonságai

- | | |
|----------------------|------------------------|
| – Kémiai összetétel: | szintetikus viasz |
| – Szín: | Kék |
| – Olvadáspont: | 114 – 118 °C |
| – Sűrűség: | 0,95 g/cm ³ |
| – Oldhatóság: | vízben oldhatatlan |

Javallatok

Press and Cast technológiával történő felhasználásra készült, viasz fogpótlások előállítására CAD/CAM technológiával.

Ellenjavallatok

A páciens szájában történő felhasználás nem engedélyezett

Tervezéssel kapcsolatos megjegyzések

A tervezés során tartsa be a gyártónak az adott ötvözetre és a préskerámiaira vonatkozó utasításait.

CAD/CAM eljárással történő felhasználás

A Sagemax WAX Disc termék felhasználható a CAD/CAM maratórendszerekben (kérjük, tartsa be a gyártó használati útmutatóját).

Az anyag feldolgozása során csak az adott maratóberendezéshez ajánlott maratószerszámokat használja. A munka során a hőmérséklet nem haladhatja meg a 35 °C-ot.

A maratást követő munkafolyamat(ok)

Finírozás

Maratás után a célnak megfelelő volfram-karbid cross-cut fúróval válassza le a létrehozott objektumot a korongról. Minden finírozást, illetve az objektum alakjának módosítását volfram-karbid cross-cut fúróval kell elvégezni. Az anyag hagyományos modellező viasszal javítható.

Öntvénycsatornába illesztés

Az öntvénycsatornák kiválasztása és pozicionálása a választott ötvözetől függ. Az ötvözetekre vonatkozóan részletes információkat talál az adott gyártó által kiadott használati útmutatóban.

Beágyazás

Az öntőgyűrű belsejét bélelje ki kerámia alábélelő anyaggal. Keverje össze a beágyazó masszát; vákuum alatt használja. Kérjük, tartsa be a gyártónak a beágyazó anyagra és a felhasznált ötvözetre vonatkozó utasításait.

Tárolás

- 10–32 °C-on tárolja.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Gyermekektől elzárva tartandó!

A termék hulladékba helyezése

A Sagemax WAX Disc tiszta szintetikus viaszt tartalmaz. Az anyag maradékai felhasználhatók egy másik, szintén viasz felhasználását igénylő eljárásban. A viasz az általános háztartási hulladékba dobható.

Jelen terméket kizárólag fogászati célú felhasználásra fejlesztették ki. Nem vállalható felelősség semmilyen károsodásért, ha nem tartották be a használati útmutatóban szereplő utasításokat vagy ha az előírttól eltérő módon használták a terméket. A felhasználó felelős a termék alkalmasságának ellenőrizhetőségéért, és minden, a jelen használati utasításban nem kifejezetten említett célra való felhasználásáért. Ez az előírás az anyagok összekeverésére, illetve más gyártótól származó anyagokkal történő együttes használatra is vonatkozik.

sagemax



Gyártó:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

EC képviselő:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

Csak fogászati használatra.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Dátum: 2019-07-08/Rev.0

HU