

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Instrucciones de uso

WAX Disc

para CAD/CAM y tecnología de prensa

Descripción

Sagemax WAX Disc está diseñado para fabricación de restauraciones en cera en CAD/CAM. Las aplicaciones incluyen restauraciones dentales en cera realizadas por medio de tecnología CAD/CAM para tecnología de prensa y estampado.

Propiedades

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| – Composición química: | Cera sintética |
| – Color: | Azul |
| – Punto de fusión de gota: | 100 a 120 °C |
| – Densidad: | 0,92 g/cm ³ |
| – Solubilidad en agua: | Insoluble |

Indicaciones

Apto para la producción de restauraciones dentales en cera realizadas por medio de tecnología CAD/CAM para tecnología de prensa y estampado.

Contraindicaciones

No aprobado para utilizar directamente en la boca del paciente.

Notas con relación al diseño

Para el diseño, observe las instrucciones del fabricante respecto de la aleación relevante y la cerámica de prensa.

Procesamiento con CAD/CAM

Sagemax WAX Disc se puede procesar en sistemas de fresado dental CAD/CAM (observe las instrucciones del fabricante).

Solo utilice herramientas de fresado recomendadas por este sistema de fresado cuando procese el material. La temperatura ambiente de trabajo no debe superar los 35 °C.

Procesamiento luego del fresado

Terminación

Luego del fresado, separe el objeto procesado del disco utilizando una fresa de carburo de tungsteno de dentado cruzado adecuada. Cualquier trabajo de terminación o ajuste en la forma se debe realizar por medio de fresas de carburo de tungsteno de dentado cruzado. El material se puede mejorar por medio de cera de modelado convencional.

Sujeción de los bebederos

Las normas acerca de cómo elegir y colocar correctamente los bebederos dependen de la aleación utilizada. Se puede encontrar información detallada con relación a la aleación en las instrucciones correspondientes del fabricante.

Recubrimiento

Revista el interior del anillo de fundición con revestimiento de cerámica. Mezcle el material de recubrimiento y recubra en vacío. Observe las instrucciones del fabricante del material de recubrimiento y la aleación que se debe utilizar.

Almacenamiento

- Almacenar a entre 10 y 32 °C.
- Proteger de la radiación solar directa.
- Almacenar fuera del alcance de los niños.

Eliminación

Sagemax WAX Disc está compuesto de cera sintética pura. Los residuos se pueden utilizar para otras aplicaciones normales de la cera. La cera se puede eliminar con los desechos generales de la vivienda.

Este material se ha desarrollado solo para usarse en la odontología. No se puede aceptar responsabilidad por daños que resulten de no observar las instrucciones o el área estipulada de utilización. El usuario es responsable de probar si el material es adecuado y de utilizarlo para cualquier fin que no se establezca explícitamente en las instrucciones. Estas regulaciones también corresponden si el material se mezcla o se utiliza en conjunto con productos de otros fabricantes.

sagemax



Fabricado:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Representante CE:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

RX only

**Sólo para uso
odontológico.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Fecha: 2019-07-08/Rev.0

ES