

Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Instruções de uso

WAX Disc

para CAD/CAM e Tecnologia de
prensa

Descrição

O Disco de CERA Sagemax é feito para fabricação de restaurações em cera. As aplicações incluem restaurações dentárias em cera feitas com tecnologia CAD/CAM para tecnologia de prensa e gesso.

Propriedades

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| – Composição química: | Cera sintética |
| – Cor: | Azul |
| – Ponto de fusão de gota: | 100 – 120 °C |
| – Densidade: | 0,92 g/cm ³ |
| – Solubilidade em água: | Insolúvel |

Indicações

A produção de restaurações dentárias feitas com tecnologia CAD/CAM para tecnologia de prensa e gesso.

Contraindicações

Não aprovado para uso diretamente na boca do paciente

Notas sobre o design

Para o design, por favor, observe as instruções do fabricante para a liga e a cerâmica prensada relevantes.

Processamento com CAD/CAM

O Disco de CERA Sagemax pode ser processado em sistemas fresadores CAD/CAM dentários (por favor, observe as instruções do fabricante).

Use somente ferramentas de fresagem recomendadas para este sistema de fresagem ao processar o aterial. A temperatura ambiente de trabalho não deve exceder 35 °C.

Processamento após a fresagem

Acabamento

Após a fresagem, separe o objeto processado do disco usando uma broca de carboneto de tungstênio de corte transversal adequada. Qualquer trabalho de acabamento ou ajustes na forma deve ser realizado usando brocas de carboneto de tungstênio de corte cruzado. O material pode ser melhorado usando cera de modelagem convencional.

Anexar os sprues

As regras de como escolher e posicionar os sprues corretamente dependem da liga usada. Informações detalhadas sobre as ligas podem ser encontradas nas instruções correspondentes do fabricante.

Revestimento

Forre o interior do anel de fundição com revestimento cerâmico. Misture o material de revestimento e revista no vácuo. Por favor, observe as instruções do fabricante sobre o material de revestimento e a liga a ser usada.

Armazenamento

- Armazene a 10 – 32 °C.
- Proteja da luz solar direta.
- Armazene fora do alcance de crianças!

Descarte

O Sagemax WAX Disc consiste de cera sintética pura. Os resíduos podem ser usados para outras aplicações habituais de cera. A cera pode ser descartada no lixo doméstico geral.

Este material foi desenvolvido exclusivamente para uso em odontologia. O fabricante não é responsável por danos que resultem do não cumprimento das instruções ou da não observação da área de aplicação estipulada. O usuário é responsável por testar o material quanto à sua adequabilidade e uso para qualquer finalidade não explicitamente indicada nas instruções. Estes regulamentos também se aplicam se o material for misturado ou usado em conjunto com produtos de outros fabricantes.

sagemax



Produzido:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Representante EC:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

Rx only

**Para uso somente em
odontologia.**

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.

Data: 2019-07-08/Rev.0

PT